Bouteilles en polyéthylène haute densité, col large

Bouteilles rondes en HDPE

- En HDPE
- Bouchon en polypropylène étanche
- Pour le stockage et le transport de liquides
- Epaisseur des parois uniforme
- Bonne résistance chimique
- Version naturelle pour une visibilité du contenu ou ambrée pour les échantillons sensibles à la lumière

Réf.	Volume	Couleur	Col	Hauteur (mm)	Ø de la base (mm)	Unités/ carton	€/ carton
135735	8 ml	Naturel	Large	42,6	24,9	1000	**NC -**
135736	15 ml	Naturel	Large	56,1	24,9	1000	**NC -**
135738	60 ml	Naturel	Large	81	39	650	**NC -**
135739	125 ml	Naturel	Large	95	50	350	**NC -**
135740	250 ml	Naturel	Large	128,2	60,5	200	**NC -**
135742	1 l	Naturel	Large	193,5	91	50	**NC -**
135744	8 ml	Ambré	Large	42,6	24,9	1000	**NC -**
135745	15 ml	Ambré	Large	56,1	24,9	1000	**NC -**
135747	60 ml	Ambré	Large	81	39	650	**NC -**
135748	125 ml	Ambré	Large	95	50	350	**NC -**
135749	250 ml	Ambré	Large	128,2	60,5	200	**NC -**
135750	500 ml	Ambré	Large	162,8	72,2	100	**NC -**



Grandes bouteilles rondes large ouverture Nalgene™

thermo scientific

Pour le transport de poudre ou l'échantillonnage d'eau.

- En HDPE non autoclavable

Réf.	Capacité (l)	Ø x h (mm)	Ø (mm) bouchon	€
029330A	2	119 x 244	100	**NC -**
029533A	4	153 x 288	100	**NC -**



Jarres cylindriques avec couvercle

- En polyéthylène haute densité
- Livrées avec bouchon et sous-bouchon
- Pour poudres et échantillons solides

Réf.	Volume (ml)	ø x h (mm)	Diamètre col (mm)	Unités/ carton	€/ carton
391318	70	50 x 60	36	100	**NC -**
391319	120	56 x 71	36	100	**NC -**
391320	250	69 x 94	50	50	**NC -**
391321	500	86 x 107	70	50	**NC -**
391322	1000	111 x 128	85	20	**NC -**
391324	1500	111 x 182	87	10	**NC -**
391323	2000	111 x 235	87	10	**NC -**



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com