Bouteilles en PET, col étroit

Bouteilles carrées stériles en PET Wheaton®



- Pour milieux
- Offrent une bonne stabilité de pH
- Lèvre anti-goutte
- Légères
- Graduations permanentes moulées
- Gain de place
- Avec bouchon monté
- Stérilisation "E-beam"
- Livrées sur plateau avec plastique de protection

Réf.	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unités/ plateau	Unités/ carton	€/ carton
048764	125	53 x 53 x 99	24	48	NC -

Flacon carré stérile PET Greiner Bio-One



- Idéal pour les milieux de culture
- Niveau de stérilité SAL 10^{-6}
- Bouchon à vis de conception optimisée testé pour l'étanchéité selon IATA 95 kPA
- Les matériaux du flacon et du bouchon à vis sont conformes aux exigences de l'USP VI
- Emballage sans plateau en carton pour une meilleure compatibilité avec les applications en salle blanche

Réf.	Type de bouchon	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
951710GBO	-	100	98	NC -
950710GBO	-	500	50	NC -
952710GBO	-	1000	24	NC -
951720GBO	Avec bague d'inviolabilité	100	98	NC -
950720GBO	Avec bague d'inviolabilité	500	50	NC -
952720GBO	Avec bague d'inviolabilité	1000	24	NC -

Flacons carrés stériles Pharmatainers™ PET



Flacons stériles bouchés de grade médical. Conviennent au stockage, transport et congélation de vaccins, produits biopharmaceutiques, milieux de culture et solutions biologiques.

- Gradués
- Avec bouchons étanches à double scellé en HDPE naturel
- Stérilisés aux rayons gamma, SAL 10^{-6}
- Fabriqués à partir de résine 100 % vierge, sans composés animaux
- Testés endotoxin-free et non-cytotoxiques
- PET : résistants de -40 °C à +60 °C
- Traçabilité : chaque flacon porte un numéro de série unique, numéro de lot, date d'expiration et un code-barres

Vol.	Ø bouchon (mm)	Ø col (mm)	Dimensions l x p x h (mm)	Unité de vente	Réf.	€/unité de vente
125 ml	48	37	58,8 x 58,2 x 95	Carton de 100	351000	NC -
				Sachet de 5	351000A	NC -
500 ml	48	37	83,2 x 83,2 x 152	Carton de 60	351017	NC -
				Sachet de 5	351017A	NC -
1 l	48	37	101 x 101 x 187	Carton de 30	351018	NC -
				Sachet de 5	351018A	NC -
2 l	48	37	120 x 120 x 240	Carton de 20	351019	NC -
				Sachet de 5	351019A	NC -
5 l	70	55	168 x 168 x 322	Carton de 6	351020	NC -
				Individuel	351020A	NC -
10 l	70	55	212 x 212 x 395	Carton de 2	351021	NC -
				Individuel	351021A	NC -
20 l	70	55	256 x 256 x 500	Carton de 2	351022	NC -
				Individuel	351022A	NC -