Bonbonnes en polypropylène, avec robinet

Bonbonnes Nalgene™

thermo scientific

- En polypropylène
- Etanches, pour le stockage d'eau distillée ou de réactifs
- 2 poignées
- Graduées par 5 litres et par gallon
- Modèle en PP à autoclaver vide, avec le bouchon non vissén (à part)





Volume (l)	10	20	50
ø x h (mm)	250 x 389	282 x 513	379 x 678
Bouchon	83B	83B	83B
Réf.	028002	028003	028574
€	NC -	NC -	NC -

Bonbonnes rectangulaires en PP à robinet Nalgene™

thermo scientific

- Autoclavables
- Poignée robuste en acier inoxydable
- Graduées en litres et gallons
- Avec robinet :
  - robinet de remplacement en polypropylène pour utilisation classique
  - robinet de remplacement en éthylène tétrafluoroéthylène pour solvants



Capacité (l)	9	20
H x L x P (mm)	216 x 146 x 356	318 x 219 x 381
Réf.	029128	029130
€	NC -	NC -
Réf. robinet PP remplacement	029110	
€	NC -	
Réf. robinet ETFE remplacement	029872	
€	NC -	

Bonbonnes carrées en polypropylène autoclavable Azlon®

DWK LIFE SCIENCES

Bonbonnes en polypropylène avec ou sans robinet, à capuchon à vis étanche.

Réf.	Volume (l)	Base x hauteur mm)	Col (mm)	€
090849	5	220 x 270	GL 45	NC -
090850	10	280 x 360	83B	NC -



Bonbonnes rectangulaires en polypropylène

- Bouchon en polypropylène
- Anse large pour une meilleure prise
- Graduation
- En PP autoclavable à +121 °C
- Bonbonnes blanches
- Avec robinet

Réf.	Dimensions l x p x h (mm)	Volume (l)	Ø bouchon (mm)	€
311110	131 x 270 x 417	5	83	NC -
311118	162 x 293 x 496	10	83	NC -
311128	205 x 345 x 640	20	120	NC -
311131	205 x 345 x 614		83	NC -
311139	250 x 433,2 x 771	40	120	NC -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com