Boîtes en polypropylène

Bacs en polypropylène empilables



- Gradués
- Pour une utilisation de - 40 °C à + 100 °C

Bacs seuls			Couvercles seuls pour bacs			
Réf.	L x l x h (mm)	€	Coloris Bleu	Coloris Vert	Coloris Jaune	€
039606	265 x 325 x 100	NC -	039657	039658	039659	NC -
039607	265 x 325 x 150	NC -	039657	039658	039659	NC -
039608	176 x 325 x 100	NC -	039660	039661	039662	NC -
039609	176 x 325 x 150	NC -	039660	039661	039662	NC -

Boîtes hermétiques

- En polypropylène
- Résistantes de -40 °C à +90 °C
- Etiquette permanente intégrée



Réf.	Dimensions L x l x H (mm)	Volume (l)	Unités/ carton	€/ carton
540024B	325x265x150	10	6	NC -

Boîtes de rangement





540240

- En polypropylène
- Couvercles souples
- Fermeture hermétique
- Résistantes aux acides et aux alcalins
- Température d'utilisation : - 20 °C à + 100 °C
- Qualité alimentaire
- Surface antidérapante

Réf.	Volume (l)	Dimensions ext. L x l x h (mm)	Unités/ carton	€/ carton
540238	0,5	110 x 94	10	NC -
540239	1	119 x 145	10	NC -
540240	2	167 x 145	10	NC -
540241	2	103 x 171	6	NC -
540244	5	283 x 283 x 95	5	NC -

Boîtes en plastique multi-usages



- En polypropylène haute résistance
- Fermeture inviolable, étanchéité parfaite
- Adaptées aux produits agroalimentaires
- Coloris standard cristal
- Livrées avec couvercles

Réf.	Dimensions ext. ø x h ou L x l x h (mm)	Volume (ml)	€
039997	95 x 64,3	280	NC -
039998	95 x 83,5	365	NC -
040002	95 x 118	520	NC -
040003	118 x 87,5	565	NC -
540140	128 x 128 x 89	900	NC -