
Divers : accessoires en plastique

Boîtes de stérilisation Polysteribox



Container de stérilisation, autoclavable, réutilisable.

- Autoclavables jusqu'à +134 °C
- Marquage CE
- Sans support d'instrument en silicone
- Accessoires de rechange sur demande
- Livrées sans tapis à picots
- Des plots de sécurité à usage unique permettent de fermer la boite de manière inviolable (2 plots à utiliser par boîte)
- Possibilité de rajouter des étiquettes de sécurité qui se glissent dans des encoches (indicateur chimique qui vire du rouge au brun si la stérilisation a été effective)

Réf.	Modèle	Dimensions int. (mm)	Dimensions ext. (mm)	€
070541B	S	177 x 76 x 45	208 x 111 x 54	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
070584	Plots de sécurité seals	1000	**NC -**

Dessicateurs

Mini dessicateurs







- Mini dessicateurs à ouverture de porte facile
- Pour le stockage de produits sensibles à l'humidité
- Utilisent du gel de silice comme dessicant
- Porte à fermeture étanche, protégeant le contenu de la contamination extérieure
- 2 versions :
  - Basic : sans métal, sans étagère (disponibles en option), empilables
  - Premium : en plus des caractéristiques de la version « Basic», livré avec 2 étagères, pieds caoutchoutés, hygromètre

Modèle chambre à gaz inerte

- Livré avec du dessicant dans un container rescellable
- Avec 2 connexions rapides pour le gaz avec valves auto bloquantes et tubulures de 5 m

Modèle en polycarbonate chambre noir et orange

- Pour protéger les échantillons de l'incidence de la lumière et contre les UV
- Livré avec du dessicant dans un container rescellable

Modèle chambre mobile avec poignée de transport

- En polycarbonate
- Porte à charnière à large ouverture
- Dimensions : 221 x 183 x 214 mm
- Volume : 6 kg
- Etagères en PMMA
- Utilisable de -35 °C à +70 °C
- Pression normale



490955

	Basic		Premium	
Chambre	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**
Simple	**490948**	**NC -**	**490951**	**NC -**
Double	**490949**	**NC -**	**490952**	**NC -**
Triple	**490950**	**NC -**	**490953**	**NC -**
Mobile	**490954**	**NC -**	**490958**	**NC -**
Gaz inerte	**490955**	**NC -**	**490959**	**NC -**
Noir	**490956**	**NC -**	**490960**	**NC -**
Protect orange	**490957**	**NC -**	**490961**	**NC -**