Aiguilles Sterican

B BRAUN SHARING EXPERTISE



- Aiguilles siliconées à paroi mince sur embase translucide
- Biseau long : angle de 11°
- Biseau court : angle de 17°
- Sans latex, sans phtalates
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Réf.	Diamètre ext (mm)	Gauge	Longueur (mm)	Couleur	Biseau	€ / 100 unités
921146B	0,3	30G	12 mm	Jaune	Biseau long	NC -
921018B	0,4	27G	12 mm	Gris	Biseau long	NC -
921060B	0,45	27G	20 mm	Gris	Biseau long	NC -
921118B	0,4	27G	25 mm	Gris	Biseau long	NC -
921184B	0,4	27G	40 mm	Gris	Biseau long	NC -
921147B	0,45	26G	12 mm	Marron	Biseau long	NC -
921127B	0,45	26G	25 mm	Marron	Biseau long	NC -
921019B	0,5	25G	16 mm	Orange	Biseau long	NC -
921148B	0,5	25G	25 mm	Orange	Biseau long	NC -
921203B	0,5	25G	40 mm	Orange	Biseau long	NC -
921020B	0,6	23G	25 mm	Bleu	Biseau long	NC -
921021B	0,6	23G	30 mm	Bleu	Biseau long	NC -
921057B	0,6	23G	60 mm	Bleu	Biseau long	NC -
921022B	0,7	22G	30 mm	Noir	Biseau long	NC -
921023B	0,7	22G	40 mm	Noir	Biseau long	NC -
921149B	0,7	22G	50 mm	Noir	Biseau long	NC -
921150B	0,8	21G	25 mm	Vert	Biseau long	NC -
921025B	0,8	21G	40 mm	Vert	Biseau long	NC -
921059B	0,8	21G	50 mm	Vert	Biseau long	NC -
921026B	0,9	20G	25 mm	Jaune	Biseau long	NC -
921027B	0,9	20G	40 mm	Jaune	Biseau long	NC -
921094B	0,9	20G	50 mm	Jaune	Biseau court	NC -
921151B	1,1	19G	30 mm	Crème	Biseau long	NC -
921029B	1,1	19G	40 mm	Crème	Biseau long	NC -
921207	1,1	19G	40 mm	Crème	Biseau court	NC -
921095B	0,9	20G	70 mm	Jaune	Biseau long	NC -
921208	1,1	21G	50 mm	Jaune	Biseau long	NC -
921030B	1,2	18G	40 mm	Rose	Biseau court	NC -
921126B	1,2	18G	50 mm	Rose	Biseau court	NC -

Seringues plastique Injekt et Omnifix

B BRAUN SHARING EXPERTISE




- Seringues stériles deux pièces (sans joint) ou trois pièces (avec joint)
- A joint silicone pour les modèles 3 pièces
- A cône Luer ou Luer Lock
- Stériles, emballage unitaire

Seringues Omnifix 3 pièces

Réf.	Volume (ml)	Type Luer	Modèle	Joint	Unités/ carton	€/ carton
921006	5	Luer excentré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921008	20	Luer excentré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921009	30	Luer excentré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921010	50*	Luer excentré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921145	1	Lock centré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921097	3	Lock centré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921012	5	Lock centré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921013	10	Lock centré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921014	20	Lock centré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921015	30	Lock centré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921016	50	Lock centré	3 pièces	Silicone	100	NC -
921054	60	Cathéter	3 pièces	Silicone	100	NC -

*Graduations jusqu'à 60 ml.

Obturateurs à seringue







Obturateur Combi Stopper rouge

- En polypropylène
- Pour obturer un embout mâle (Luer) ou un verrou (Luer Lock)
- Pour obturer une embase femelle

Obturateur Combi Stopper jaune

- En polypropylène muni d'un site d'injection en latex
- Pour obturer une embase femelle
- Pour effectuer des injections ou prélèvements intermittents

Obturateur Combi Stopper blanc

- En polypropylène
- Pour obturer une embase femelle

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
921017	Obturateur Combi Stopper rouge	100	NC -
921046B	Obturateur Combi Stopper blanc	100	NC -
921047	Obturateur Combi Stopper jaune	100	NC -

Seringues Injekt 2 pièces

Réf.	Volume (ml)	Type	Modèle	Unités/ carton	€/ carton
921036	1	Tuberculine Luer centré	2 pièces	100	NC -
921001	2	Injekt Luer centré	2 pièces	100	NC -
921002	5	Injekt Luer excentré	2 pièces	100	NC -
921201	10	Injekt Luer excentré	2 pièces	100	NC -
921004	20	Injekt Luer excentré	2 pièces	100	NC -
921031	2	Injekt Luer Lock centré	2 pièces	100	NC -
921032	5	Injekt Luer Lock centré	2 pièces	100	NC -
921033	10	Injekt Luer Lock centré	2 pièces	100	NC -
921034	20	Injekt Luer Lock centré	2 pièces	100	NC -

Les consommables commercialisés par Dominique DUTSCHER sont destinés à un usage en application in vitro, pour les laboratoires de recherche, de contrôle et d'analyses.