BD Vacutainer - Systèmes de prélèvement sous vide (suite)

Vacutainer Push Button : prélèvement de sang et perfusion de courte durée



Push button + corps

- Aiguilles à ailettes de sécurité, avec retrait automatique
- Aiguilles avec adaptateur : tubulure 178 mm
- Aiguilles sans adaptateur : tubulure 305 mm
- Longueur aiguille : 19 mm
- Aiguille UltraTouch : biseau
- Pentapoint, paroi ultrafine

Gauge	Couleur	Aiguille UltraTouch + adaptateur luer	Aiguille + adaptateur luer
21	Vert	**367393A**	-
23	Bleu clair	**367392A**	**367336**
25	Bleu roi	**367391A**	-
Unités/boîte		50	50
€/boîte		**NC -**	**NC -**

Aiguilles à ailettes de sécurité BD Safety-Lok



Aiguilles BD vacutainer conventionnelles

- Aiguilles 19 mm
- Aiguilles avec adaptateurs : tubulure 178 mm

Gauge	Couleur	Adaptateur luer	Adaptateur luer + corps de prélèvement	Sans adaptateur
21	Vert	**367282A**	**368654**	**367246A**
23	Bleu clair	**367284A**	**368655A**	-
25	Bleu roi	**367295A**	-	**368383A**
Unités/boîte		50	25	50
€/boîte		**NC -**	**NC -**	**NC -**

Adaptateurs BD Vacutainer

- Stériles, usage unique

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	€/ boîte
367300	Luer mâle	1000	**NC -**
364810B	Luer femelle corps pré-monté	198	**NC -**

Corps de prélèvement BD vacutainer

- Dimensions : 18 x 48 mm
- Pour tubes de Ø : 13 et 16 mm

Réf.	Désignation	Couleur	Unités/ boîte	€/ boîte
364815A	Usage unique	Blanc translucide	250	**NC -**
368872	Réutilisable	Coloris assortis	20	**NC -**

Systèmes BD vacutainer pour le recueil, le transport et la conservation de l'urine

Tubes sans additifs

Réf.	Couleur bague	Dimensions (mm)	Volume (ml)	Matériau	Unités/ boîte	€/ boîte
364915	Beige	16 x 100	11	PET	100	**NC -**
365000A	Beige	16 x 100	9,5	PET	100	**NC -**

Pots de recueil avec canule de transfert intégrée au couvercle

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	€/ boîte
364941	Pot 120 ml en PET stérile translucide et gradué	200	**NC -**
364940	Canule de transfert pour urine	100	**NC -**

Tubes C&S avec acide borique, formate de sodium, borate de sodium

- Pour stabilisation de croissance bactérienne pendant 48 h à température ambiante

Réf.	Couleur bague	Dimensions (mm)	Volume (ml)	Matériau	Unités/ boîte	€/ boîte
364955**	Vert kaki	16 x 100	10	PET	100	**NC -**

** Bouchon conventionnel.

Les consommables commercialisés par Dominique DUTSCHER sont destinés à un usage en application in vitro, pour les laboratoires de recherche, de contrôle et d'analyses.