
Bistouris de sécurité Feather®



- Protection uni-manuelle, sécurité maximale des utilisateurs
- Ouverture et fermeture uni-manuelle de la protection de la lame
- Durabilité exceptionnelle
- Emballage stérile (gamma) individuel
- Lame en acier inoxydable, manche en plastique ABS

Réf.	Type	Unités/ carton	€/ carton
530049	N° 10	10	NC -
530050	N° 11	10	NC -
530051	N° 14	10	NC -
530052	N° 15	10	NC -
530053	N° 15C	10	NC -
530054	N° 20	10	NC -
530055	N° 21	10	NC -
530056	N° 22	10	NC -
530057	N° 23	10	NC -
530058	N° 24	10	NC -
530059	N° 25	10	NC -

Manches Feather®



Manches Feather® adaptés aussi bien pour les lames en acier au carbone que pour les lames en acier inoxydable.

Réf.	Modèle	Version	Taille	Matériau	€
530060	Standard	10 - 15	3	Acier inoxydable	NC -
530061	Standard	20 - 25	4	Acier inoxydable	NC -
530062	Standard	10 - 15	7	Acier inoxydable	NC -
530065	Standard	10 - 15	3DLC	Revêtement carbone aspect diamant	NC -
530067	Standard	10 - 15	7DLC	Revêtement carbone aspect diamant	NC -

Scalpels à usage unique et lames

CE





Lames chirurgicales stériles

Ces lames chirurgicales sont présentées en boîtes de 100, chaque lame étant présentée individuellement sous emballage aluminium.

- Stérilisées aux rayons gamma à 2,5 mégarads
- Emballage individuel
- Acier au carbone
- Marquage CE

Réf.	N° lame	Unités/ carton	€/ carton
132510	10	100	NC -
132511	11	100	NC -
132512	12	100	NC -
132515	15	100	NC -
132518	18	100	NC -
132520	20	100	NC -
132521	21	100	NC -
132522	22	100	NC -
132523	23	100	NC -
132524	24	100	NC -

Scalpels stériles (bistouris)

Scalpels à usage unique présentés en emballage individuel pelable stérile. Manche en plastique.

Réf.	N° lame	Unités/ carton	€/ carton
132610	10	10	NC -
132611	11	10	NC -
132612	12	10	NC -
132615	15	10	NC -
132618	18	10	NC -
132620	20	10	NC -
132621	21	10	NC -
132622	22	10	NC -
132623	23	10	NC -
132624	24	10	NC -

Manches en métal pour lames

Réf.	Pour	€
3740003	Lame 10 à 18	NC -
3740004	Lame 20 à 25	NC -

Scalpels non stériles

Scalpels non stériles, en sachet de 50.

Réf.	N° lame	Unités/ carton	€/ carton
132622V	22	50	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com

Les consommables commercialisés par Dominique DUTSCHER sont destinés à un usage en application in vitro, pour les laboratoires de recherche, de contrôle et d'analyses.