
Statifs, noix de serrages et pinces





















Statifs complets avec tige

Réf.	Forme	Coloris	Dim. base (mm)	Poids base (kg)	Pieds caout-chouc	Dimensions tige (Ø x h) (mm)	€
810699	A	Bleu	200 x 30	-	-	10 x 600	NC -
810700	Rectangle	Noir	100 x 175	0,47	-	10 x 500	NC -
810701	Rectangle	Noir	125 x 225	0,76	Oui	10 x 600	NC -
810702	Rectangle	Noir	150 x 250	1,0	Oui	10 x 600	NC -
810703	Rectangle	Noir	150 x 300	1,2	Oui	10 x 900	NC -
810705	Rectangle	Bleu	200 x 140	1,0	-	10 x 600	NC -
942983	Rectangle	Bleu	300 x 175	1,6	-	10 x 600	NC -

Anneaux pour statifs

- Anneau pour les ampoules à décanter et les entonnoirs

Réf.	Désignation	ø ext. (mm)	ø int. (mm)	ø tige (mm)	Long. (mm)	Matière	€
942905	Anneau ferme	140	NC	NC	225	Ni / Cr	NC -
068859	Anneau ouvert	60	46	7	180	Ni / Cr	NC -
068860	Anneau ouvert	80	65	7	195	Ni / Cr	NC -
068861	Anneau ouvert	100	82	8	200	Ni / Cr	NC -
068862	Anneau ouvert	120	102	8	215	Ni / Cr	NC -

Pinces pour statifs

- Pince avec noix démontable : réglage central qui permet de régler l'inclinaison de la pince
- Pinces 3 doigts "angle" : les angles sont plus prononcés
- Pinces 4 doigts pour les ballons, fioles, erlenmeyer...

Réf.	Désignation	Noix de serrage	Ecartement (mm)	ø tige (mm)	Long. (mm)	Matière	€
068864	Pince 3 doigts	-	0-30	8	120	Ni / Cr	NC -
068865	Pince 3 doigts	-	0-95	8	140	Chr / Alu	NC -
068866	Pince 3 doigts	-	0-95	10	140	Chr / Alu	NC -
068867	Pince 3 doigts	-	0-95	12	140	Chr / Alu	NC -
068868	Pince 3 doigts angle 2 molettes	-	0-50	10	140	Chr / Zinc	NC -
068869	Pince 3 doigts angle 2 molettes	-	0-85	12	158	Chr / Zinc	NC -
068870	Pince 3 doigts	Amovible	0-70	≤18	-	Chr / Zinc	NC -
068871	Pince 3 doigts angle 2 molettes	Amovible	0-50	<24	-	Chr / Zinc	NC -
068872	Pince 3 doigts angle 2 molettes	Amovible	0-90	<24	-	Chr / Zinc	NC -
068873	Pince intérieur liège 4 doigts	-	0-100	8	165	Chr / Zinc	NC -
068874	Pince intérieur liège 4 doigts	-	0-100	10	165	Chr / Zinc	NC -
068875	Pince intérieur liège 4 doigts	-	0-100	12	165	Chr / Zinc	NC -
068876	Pince intérieur liège 4 doigts	Amovible	0-100	<24	-	Chr / Zinc	NC -
068880	Pince deux doigts pour tube	Fixe	7-25	<18	100	Ni / Cr	NC -
068877	Pince pour thermomètre à anneau	Fixe	-	<24	-	Chr / Zinc	NC -
068878	Pince pour thermomètre	Fixe	4-13	-	-	Chr / Zinc	NC -

Noix de serrage pour statifs

Réf.	Désignation	ø tige (mm)	Matière	€
068879	Noix de serrage double fixe	<16	Alliage / résine	NC -
068820	Noix de serrage double fixe	<14	Nickel	NC -
068822	Noix de serrage double fixe démontable et rotation 360°	<18	Chr / Zinc	NC -
068823	Noix de serrage double fixe	<18	Alliage	NC -
068824	Noix type «perpendicular»	10	Ni / Cr	NC -
068825	Noix type «perpendicular»	12	Ni / Cr	NC -
068826	Noix type «perpendicular»	16	Ni / Cr	NC -
068827	Clé Allen	-	Acier	NC -