Supports filtre en Pyrex Millipore

MERCK

Livrés complets avec entonnoir, grille support filtre, pince d'assemblage en aluminium anodisé, bouchon en silicone percé.

Applications

+ Grille support en verre fritté : pour les analyses bactériologiques de l'eau, analyses des matières solides en suspension dans l'eau
+ Grille support en acier inox : pour les analyses de la contamination particulaires dans les fluides et les hydrocarbures par gravimétrie ou comptage des particules






Supports filtre 25 et 47 mm

Réf.	Grille support filtre	ø filtre (mm)	Capacité entonnoir (ml)	Raccord bouchon perforé n°	€
044096B	Verre fritté	25	15	5	NC -
044099B	Acier inox	25	15	5	NC -
044100B	Verre fritté	47	300	8	NC -

Fioles à vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
044097B	Fiole à vide 125 ml (øint col 27 mm)	1	NC -
044101B	Fiole à vide 1 litre (øint col 38 mm)	1	NC -
044105B	Fiole à vide 4 litres	1	NC -
044098B	Bouchon silicone n°5* perforé pour fiole 044097B	5	NC -
044102B	Bouchon silicone n°8** perforé pour fioles 044101B et 044105B	5	NC -

* ø partie inférieure x ø sommet x h (mm) : 24 x 29 x 25 mm.
** ø partie inférieure x ø sommet x h (mm) : 35 x 43 x 25 mm.





Entonnoirs de filtration en verre

DWK LIFE SCIENCES

- Pour membrane 25, 47 ou 90 mm
- Support de filtre verre, inox ou PTFE
- A compléter par rampe ou fiole à vide

Réf.	Capacité entonnoir(ml)	Ø filtre (mm)	Grille support filtre	Raccord bouchon perforé n°	€
097012	15	25	Verre fritté	5	NC -
290309			Acier inox		NC -
290294B	300	47	Verre fritté	8	NC -
290322			Acier inox		NC -
290323			Verre fritté recouvert PTFE		NC -
290324	1000	90	Verre fritté		NC -
095208B			Acier inox		NC -





Pièces de rechange

	Pour entonnoir 25 mm		Pour entonnoir 47 mm		Pour entonnoir 90 mm	
Désignation	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
Pince aluminium	290325	NC -	290314	NC -	290331	NC -
Entonnoir	290326	NC -	290313	NC -	290221B	NC -
Base verre fritté	290327	NC -	290312	NC -	290332	NC -
Base pour grille inox	290328	NC -	290312	NC -	290319	NC -
Grille Inox	290329	NC -	290330	NC -	290318	NC -
Base verre PTFE	-	-	095542B	NC -	-	-

Bouchons autoclavables

Réf.	Désignation	€
290333	Bouchon silicone n°5	NC -
290334	Bouchon silicone n°8	NC -

Support Makrolon

SARTORIUS

- En polycarbonate autoclavable
- Pour membrane 47 mm
- Version entonnoir ou avec collecteur 250 ml



Réf.	Désignation	€
150771	Entonnoir Makrolon 250 ml	NC -
150198	Unité Makrolon complète avec entonnoir et collecteur	NC -





Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com