Filtres seringues stériles Pall

Filtre seringue stérile Acrodisc avec membrane Versapor

- Avec membrane apyrogénique et biologiquement sûre
- Pour échantillons chargés serum et tests de dissolution
- Température maximale d'utilisation 55 °C
- Volume mort < 50 µl

Filtre seringue stérile Acrodisc avec membrane Supor

- Membrane hydrophile optimisée pour la filtration de solution biologiques
- Faible affinité protéique

Astuce

Existe en version non stérile et vrac



	SUPOR									VERSAPOR		
ø (mm)	ø 13 mm			ø 25 mm			ø 32 mm			ø 25 mm		
Seuil (µm)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
0,1	-	-	-	278146	50	NC -	-	-	-	-	-	-
0,2	278143	75	NC -	278147	50	NC -	278158	50	NC -	-	-	-
0,45	278144	75	NC -	278148	50	NC -	278160	50	NC -	-	-	-
0,8	278145	75	NC -	278149	50	NC -	-	-	-	-	-	-
1,2	-	-	-	-	-	-	278162	50	NC -	278032	50	NC -
5	-	-	-	-	-	-	278156	50	NC -	278033	50	NC -

Filtre en ligne HEPA-VENT Pall

- Membrane fibre de verre
- Mise à l'air de cuves, mélangeurs, incubateurs
- Rétention à 99,97 % des particules ≥ 0,3 µm
- Connecteurs pour tube souple Ø int. 6,3 à 9,6 mm

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
036444	Filtre HEPA-VENT	10	NC -





Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com