
Filtres seringue Whatman™ GD/X™ avec préfiltre



+ d'infos Dutscher.com

- Equipés d'un préfiltre multicouche en fibre de verre : couche exclusive de préfiltration Whatman GMF 150 (densité progressive) et de media en microfibre de verre GF/F
- Excellente capacité de rétention, évite l'utilisation de plusieurs filtres seringue pour un même échantillon - gain de temps
- Volume filtré jusqu'à 3 à 7 fois plus important qu'avec un filtre traditionnel
- Corps de filtre en PP vierge évitant la contamination de l'échantillon
- Préfiltre à densité progressive : de 10 µm à 0,7 µm

		GD/X™ non stériles						GD/X™ stériles		
Ø (mm)		13			25			25		
Membrane	Seuil (µm)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
GMF	0,45	036678	150	NC -	036634	150	NC -	6902-2504	50	NC -
GMF	1	036676	150	NC -	-	-	-	-	-	-
GMF	2,7	034976	150	NC -	036632	150	NC -	-	-	-
GF/F	0,7	036633	150	NC -	6890-1307	150	NC -	-	-	-
GF/B	1	036629	150	NC -	036629	150	NC -	-	-	-
GF/C	1,2	036631	150	NC -	-	-	-	-	-	-
GF/A	1,6	036628	150	NC -	036675	150	NC -	-	-	-
AC	0,22	036671	150	NC -	036626	150	NC -	036655	50	NC -
AC	-	-	-	-	036627	150	NC -	036656	50	NC -
PSU	0,22	036669	150	NC -	036622	150	NC -	036571	50	NC -
PSU	-	-	-	-	036623	150	NC -	036653	50	NC -
PVDF	0,22	036667	150	NC -	036619	150	NC -	036582	50	NC -
PVDF	0,45	036668	150	NC -	036621	150	NC -	037113	50	NC -
RC	0,45	-	-	-	036967	150	NC -	-	-	-
Nylon	0,22	036665	150	NC -	036616	150	NC -	-	-	-
Nylon	0,45	036666	150	NC -	036617	150	NC -	-	-	-
Nylon	5	-	-	-	036618	150	NC -	-	-	-
PTFE	0,22	036585	150	NC -	036587	150	NC -	-	-	-
PTFE	0,45	036586	150	NC -	036588	150	NC -	-	-	-

Filtres seringue Whatman™ Anotop™ IC Plus



- Pour préparation d'échantillons pour la chromatographie ionique
- Membrane Anopore inorganique hydrophile, coque en polypropylène
- Excellente stabilité chimique avec les solvants les plus courants
- Faible taux d'extractibles anioniques delivrant de meilleurs résultats
- Filtres Anotop Plus avec préfiltre en fibre de verre pour les échantillons visqueux
- Raccords entrée/sortie : Luer femelle/mâle
- Filtres certifiés par lot



Ø (mm)	10			25		
Seuil (µm)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
0,22	036184	50	NC -	036186	50	NC -
	-	-	-	036187	200	NC -