Flacons en verre DURAN® Youtility GL45

Bouteille ergonomique de forme mince, permettant un gain de place.

- En verre neutre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN®
- Bouchon optimisé avec dévissage facile, fourni avec la bouteille
- Flacons et bouchons munis d'un code de traçabilité, certificat de conformité disponible sur www.duran-group.com
- Anneaux de marquage colorés en silicone (en accessoire) pour identifier facilement le flacon



Volume (ml)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	Flacon standard	€/ carton	Flacon ambré	€/ carton
125	55	124	4	092148	NC -	092183	NC -
250	66	158	4	092149	NC -	092184	NC -
500	78	193	4	092150	NC -	092185	NC -
1000	93	253	4	092151	NC -	092186	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
096126	Etiquette autocollante pour flacon et bouchon	100	NC -
092153	Bouchon à vis DURAN® Youtility bleu	10	NC -
096343	Bouchon à vis DURAN® Youtility blanc	10	NC -
092154	Bague de déversement pour DURAN® Youtility	16	NC -
092155	Anneau de marquage pour DURAN® Youtility *	16	NC -
096111B	Bouchon à vis à membrane PTFE 0,2 µm	4	NC -

* Deux de chaque couleur : bleu, violet, vert, rouge, orange, jaune, noir, blanc

Anneaux de marquage

Rouge	Orange	Jaune	Vert	Bleu	Violet	Noir	Blanc	€ les 20
096004	096005	096006	096007	096008	096009	096010	096011	NC -

Flacons Duran Protect +



- Flacons en verre USP/EP Type I 3.3 : inertie garantie
- Revêtement en polyamide à l'extérieur pour réduction des risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse
- Le revêtement est certifié salle blanche (Fraunhofer IPA TESTED DEVICE®), certifié FDA et EU sans danger pour le contact alimentaire
- Le revêtement protecteur offre une meilleure prise en main et plus sûre
- Livrés avec bouchon anti-poussière

		Verre clair			Verre ambré		
Volume (ml)	Col (filetage GL)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
25	GL25	442830	10	NC -	442841	10	NC -
50	GL32	442831	10	NC -	442842	10	NC -
100	GL45	442829	10	NC -	442843	10	NC -
250	GL45	442832	10	NC -	442844	10	NC -
500	GL45	442833	10	NC -	442845	10	NC -
1000	GL45	442834	10	NC -	442846	10	NC -
2000	GL45	442835	6	NC -	442847	6	NC -
3500	GL45	442836	1	NC -	-	-	-
5000	GL45	442837	1	NC -	442848	1	NC -

Flacons réservoir DURAN® HPLC, GL45



- Base conique pour récupération totale des solvants
- Col en GL45 compatible avec de nombreux bouchons
- Les flacons de grande taille permettent des analyses plus longues sans interruption
- En verre borosilicaté 3.3 très haute qualité selon ISO 3585
- Code et certificat de traçabilité du lot de fabrication

Réf.	Volume (l)	Ø x h (mm)	€
096990	1	110 x 295	NC -
096991	2	145 x 309	NC -
096360	3,5	165 x 353	NC -
096992	5	190 x 386	NC -
096993	10	235 x 481	NC -