Masque 3 plis à liens



Masque 3 plis en polypropylène non tissé à liens.

- Haut pouvoir de filtration
- Barrette nasale de 0,3 cm en aluminium

Réf.	Désignation	€ boîte de 50
031524	Masque bleu 3 plis à liens	NC -

Masque Aérokyn® haute filtration



Masque haute filtration non stérile avec élastiques auriculaires, 3 plis, type II.

- Norme EN 14683
- Efficacité de filtration bactérienne et virale : EFB ≥ 98 %
- Pression différentielle : DP ‹ 29,4 Pa
- Sans fibre de verre
- Assemblage par soudure ultrasonique
- Sans odeur, sans latex
- Barrette nasale en aluminium

Réf.	Désignation	Unités/ boîte	€ boîte de 50
030780	Masques Aérokyn® haute filtration	50	NC -

Masques médicaux à visière type IIR



- En non tissé multicouche très confortable et résistant à la projection de liquides humains (type IIR)
- Pliage anatomique «Origami» et soudure «sourire» limitant les fuites au visage
- Barrette nasale antibuée
- Visière en polyester transparent traitée antibuée sur les deux faces
- Production en salle propre ISO 8
- Faible résistance respiratoire
- Produit non irritant, non cytotoxique, non sensibilisant
- Coloris bleu

Réf.	Désignation	Delta P (Pa/cm²)	Filtration bactéries	Filtration particules	€ boîte de 25
475440	Masque à visière à élastiques auriculaires	20,9	BFE ≥ 98,8 %	PFE ≥ 99,8 %	NC -
475441	Masque à visière à liens	24,1	BFE ≥ 99,2 %	PFE ≥ 99,5 %	NC -

CLIC NOUVEAUTÉ
Page comportant des nouveautés

Masque médical à élastiques type IIR Kolmi Vitals

- Masque médical type IIR - DM de classe I
- En non-tissé multicouche PP très confortable et léger
- Résistant à la projection de liquides humains (testé contre les bactéries, les particules et les virus)
- Pliage anatomique Origami et soudure Smile, limitant les fuites au visage en s'adaptant à toutes sortes de morphologies
- Barrette nasale intégrée
- Elastiques auriculaires confortables même lors d'utilisation prolongée
- Optimisation de la conception pour une réduction de l'empreinte carbone, approvisionnement Français uniquement
- Production en salle propre ISO 8 avec contrôle particulaire et microbiologique
- Très faible résistance respiratoire
- Produit non irritant, non cytotoxique, non sensibilisant



NOUVEAU

Réf.	Désignation	Boîtes/ carton	€/ carton
931674A	Masques IIR à élastiques Kolmi Vitals - boite de 50	1	NC -
934674	Masques IIR à élastiques Kolmi Vitals - boite de 50	16	NC -