Bouchons SafetyCaps PFAS et filtres évents

- Bouchons, évents et kits dédiés à l'analyse des PFAS
- Bouchon et raccords en polypropylène, garantis sans PFAS

Kits de démarrage HPLC PFAS Analytic

- Packs économiques comprenant :
  - 4 bouchons SafetyCaps PFAS GL45
  - 4 filtres évents PFAS pour mise à l'air sans contamination
  - Raccords et obturateurs en PP

Réf.	Réf. SCAT	Types de bouchons	€
999190A	399200-PP	3 bouchons 1 voie, 1 bouchon 2 voies	NC -
999191B	399201-PP	4 bouchons 2 voies	NC -
959668B	399202-PP	4 bouchons 3 voies	NC -
496479B	399203-PP	4 bouchons 4 voies	NC -

Bouchons SafetyCaps PFAS Analytic

- Bouchons GL45
- Avec étiquette d'identification
- Raccords PP à serrage pour tubes de Ø 1,6 à 3,2 mm
- 1 filtre évent avec indicateur de changement

Réf.	Réf. SCAT	Nombre de voies	€
999212B	307019-PP	1	NC -
959196B	307909-PP	2	NC -
958775A	307910-PP	3	NC -
959415B	307410-PP	4	NC -

Filtres évents de rechange PFAS Analytic

- Filtre évent avec indicateur de changement
- Membrane à valve pour protéger les solvants de la contamination et les opérateurs des émanations
- 6 mois d'utilisation

Réf.	Réf. SCAT	Unités/ carton	€/ carton
496162B	397008-PP	8	NC -
780422A	397010-PP	10	NC -



496479B



999212B



496162B

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com