Système de recirculation d'air : caissons de filtration pour les vapeurs des produits chimiques

Les caissons à filtre pour solvants

- Le caisson UFA.025.030 : sécurité, confort et durabilité
- Sécurité grâce à un écran de couleur indicatif de :
  -la saturation du filtre
  -les états de fonctionnement ou les messages d'erreur
  -un filtre à charbon actif à large spectre très efficace
  -un deuxième filtre à charbon actif (filtre secondaire) à la sortie d'air
- Confort :
  -prêt à être branché pour les armoires hautes de sécurité (S-line, Q-line, V-line)
  -prêt à être branché pour les armoires basses de sécurité (UB-line)
  -silencieux pour une utilisation directement dans l'environnement de travail
- Grande flexibilité dans le choix du lieu d'installation
  -sans percements des murs, pas besoin de conduites d'évacuation d'air onéreuses
  -conforme à la norme CE selon la directive européenne 2014/34/UE
  -conforme à la norme ATEX : EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4Gc
  -évite les zones Ex selon la règle DGUV 113-001
  -convient pour les armoires EN 14470-1 et DIN 12925-1
- Alarme optique et acoustique, y compris contact d'alarme sans potentiel
- Ultra-silencieux - seulement env. 23 dB (A) de pression acoustique d'émission



571683

Dimensions extérieures (L x P x H)	256 x 308 x 555 mm
Poids (filtre inclus)	14 kg
Débit d'air (monté sur armoire)	> 10 fois/h
Puissance nominale	8,5 W
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	85 - 264 V
Réf.	571683
€	NC -

Caissons de filtration pour vapeurs corrosives

- Pour filtrer les vapeurs contenues dans les armoires de sécurité
- S'adaptent à toutes les armoires NFX 15-211 (1996) sur les enceintes pour toxique à recirculation d'air filtré (ETRAF)
- Filtre à charbon actif extrêmement efficace
- Contrôle du taux de saturation du filtre par prise d'échantillon manuelle
- Plusieurs versions disponibles : pour vapeurs de solvant ou vapeurs corrosives (version pour formol : nous consulter)
- Livrés prêts à l'emploi avec 1 mètre de flexible, 2 colliers Ø 80 mm, un câble de raccordement et une prise



571004

Réf.	Modèle	Désignation	€
571051	EP.L.53048	Caisson pour produits solvants	NC -
571004	EP.L.53049	Caisson pour produits corrosifs	NC -

Accessoires

Réf.	Modèle	Désignation	€
571074	EP.L.53050	Filtre de rechange AS pour produits solvants	NC -
571075	EP.L.53051	Filtre de rechange BE pour produits corrosifs	NC -
571761	-	Filtre de rechange charbon actif pour vapeurs	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com