Etiquettes pour cryotubes



Etiquettes résistantes aux solvants/xylène

- Résistantes aux solvants incluant le xylène et l'acétone (courte exposition)
- Résistantes de -80 °C à +93 °C
- Pour imprimante thermique
- Décollement facile sans résidus

Réf.	Dimensions (mm)	Etiquettes/ rouleau	€ le rouleau
053598	22 x 22	1000	**NC -**

Etiquettes DT Cryo-spots

- En polypropylène
- Supportent des températures comprises entre -196 °C à +70 °C
- Pour imprimante thermique
- 4000 étiquettes/rouleau

Coloris	Ø 9,5 mm pour tube 0,5 ml	Ø 13 mm pour tube 1,5 ml	€ le rouleau de 4000
Bleu	**053582**	**053588**	**NC -**
Vert	**053583**	**053589**	**NC -**
Orange	**053584**	**053590**	**NC -**
Rouge	**053585**	**053591**	**NC -**
Jaune	**053586**	**053592**	**NC -**
Blanc	**053587**	**053593**	**NC -**

Etiquettes DT Cryo-tags et spot combo



- Supportent des températures comprises entre -196 °C à +93 °C
- Format adapté pour imprimante Nanodrop Lite
- Dim. tags L x l : 38 x 13 mm
- Diamètre spot : 9,5 mm
- Pour tube de 1,5 ml
- 500 étiquettes/rouleau

Réf.	Désignation	€ le rouleau de 500
053594	Etiquettes cryo-tags et spot combo	**NC -**

Etiquettes spéciales pour travaux cryogéniques



Etiquettes adhésives spécialement destinées aux supports utilisés en travaux cryogéniques : tubes, microtubes, cryotubes, boîtes de conservation, etc.

- Autoclavables
- Ne se décollent pas au bain-marie
- Ne se déchirent pas
- Très résistantes aux agressifs chimiques
- Température d'utilisation : jusqu'à -196 °C
- Conditionnées sur feuilles 21,6 x 29,7 cm pour imprimante laser ou sur rouleau de 1000

Etiquettes sur rouleau

L x l (mm)	24 x 13	32 x 13	38 x 19
Pour tubes type	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 1,5 ml à 2 ml	Général
Réf.	**053409**	**053071**	**053072**
€/rouleau de 1000	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Etiquettes sur feuilles

L x l (mm)	43 x 19	38 x 19	67 x 25	28 x 44	25 x 25	33 x 13	24 x 13	64 x 13	76 x 51	38 x 6
Disposition par feuilles	4 x 13	5 x 12	3 x 10	7 x 6	8 x 10	5 x 17	7 x 17	3 x 20	4 x 3	4 x 39
Nombre d'étiquettes par feuille	52	60	30	42	80	85	119	60	12	156
Utilisation	Cryotubes	Générale	Rack cryoboîte	Générale	Lame microscopie	Microtubes 1,5 ml	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 0,5 à 2 ml	Flacons	Microplaque
Nombre d'étiquettes par paquet	1040	1200	600	840	1600	1700	2380	1200	240	3120
Blanc	**053104**	**053075**	**053115**	**053116**	**053117**	**053073**	**053121**	**053127**	**053128**	**053080**
Transparent	-	-	-	-	-	**053444**	**053445**	-	-	-
Rouge	**053105**	**053110**	**053529**	-	-	**053118**	**053122**	-	-	**053129**
Jaune	**053106**	**053111**	**053530**	-	-	**053089**	**053123**	-	-	**053130**
Bleu	**053107**	**053112**	**053527**	-	-	**053090**	**053124**	-	-	**053131**
Vert	**053108**	**053113**	**053528**	-	-	**053119**	**053125**	-	-	**053132**
Orange	**053109**	**053114**	**053475**	-	-	**053120**	**053126**	-	-	**053133**
Coloris assortis	**053525**	**053524**	**053490**	-	-	**053520**	**053523**	-	-	**053526**
€/paquet	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**