
Feuilles de stérilisation

- Conformes ISO 11607, EN 868, CE
- Pour l'emballage des pièces à stériliser, des plus légères aux plus exigeantes

Feuillles de stérilisation en papier crêpé




- Le papier d'entrée de gamme pour l'emballage de kits et instruments légers
- 100 % papier à base de cellulose, de qualité médicale
- Papier crêpé «sensitive» plus souple et plus flexible

Blanc	Vert	Dim. L x l (cm)	Unités/ carton	€/ carton
Papier crêpé standard				
019710B**	**019714**	40 x 40	1500	**NC -**
-	**019792***	50 x 50	750	**NC -**

* conditionnement : 702 / ** conditionnement : 1404

Interfoliage



- Les feuilles en interfoliage (alternance de deux couleurs) permettent de détecter plus facilement les dommages sur du double emballage
- Utiliser le non-tissé vert en emballage intérieur

Réf.	Dim. L x l (cm)	Unités/ carton	€/ carton
SMMS 43 g/m² et non-tissé vert 57 g/m²			
019573	75 x 75	200	**NC -**
019574	100 x 100	200	**NC -**
019575	120 x 120	120	**NC -**
019576	140 x 140	120	**NC -**
SMMS 60 g/m² et non-tissé vert 67 g/m²			
019577	100 x 100	160	**NC -**
019578	120 x 120	120	**NC -**
019579	140 x 140	80	**NC -**

Feuilles de stérilisation en non-tissé polypropylène SMMS 37 g/m² ou 60 g/m²



- Fibres de polypropylène en 4 couches : 2 couches extérieures «filées fondues» (flexibilité) et deux couches intérieures «filées soufflées» (barrière contre les micro-organismes)
- Offrent une bonne résistance à la déchirure

Bleu	Dim. L x l (cm)	Unités/ carton	€/ carton
37 g/m²			
019555	75 x 75	200	**NC -**
019556	90 x 90	200	**NC -**
019557	100 x 100	200	**NC -**
019558	120 x 120	120	**NC -**
019559	120 x 140	120	**NC -**
019560	140 x 140	120	**NC -**
019561	140 x 190	80	**NC -**
60 g/m²			
019570	100 x 100	104	**NC -**
019571	120 x 120	96	**NC -**
019572	140 x 140	80	**NC -**

Feuilles de stérilisation en non-tissé polypropylène SSMMS 43 g/m²

- En polypropylène non-tissé 43 g/m²
- Pour l'emballage de produits médicaux plus lourds
- Favorisent l'absorption de l'humidité résiduelle après stérilisation
- Conformes à la norme DIN EN 13795 : champs chirurgicaux pour les «zones moins critiques»
- 1 face bleue, 1 face violette

Réf.	Dim. L x l (cm)	Unités/ carton	€/ carton
019562	50 x 50	500	**NC -**
019563	75 x 75	200	**NC -**
019564	90 x 90	200	**NC -**
019565	100 x 100	200	**NC -**
019566	120 x 120	120	**NC -**
019567	120 x 140	120	**NC -**
019568	140 x 140	120	**NC -**
019569	150 x 190	48	**NC -**