Détergents 7X



- Adaptés à l'entretien du matériel destiné à la culture cellulaire
- Non toxiques
- Utilisables en toute sécurité pour les nettoyages les plus délicats
- Conviennent à une utilisation en machine et en bains à ultrasons

Réf.	Désignation	Bidon de	Unités/ carton	€/ carton
150115	Détergent 7X	3,8 litres	4	NC -
150117	Détergent 7X O-Matic	4 litres	4	NC -

Détergent L-900 pour plastiques



Détergent liquide pour le nettoyage des plastiques à pH neutre. S'utilise à une concentration de 5 %.

Réf.	Désignation	€
029301	Détergent liquide L-900 (bidon de 4 litres)	NC -

Broxal® classic sel régénérant



- Sel compacté pour l'adoucissement de l'eau des lave-vaisselles
- Convient à tout type de lave-vaisselle

Réf.	Désignation	€
155006	Sel régénérant Broxal gros pour la vaisselle 2 kg	NC -

Sel régénérant Lancer



Sel blanc de très haute pureté, sans insolubles risquant de bloquer l'adoucisseur. Le conditionnement au kilo correspond exactement à la quantité nécessaire pour remplir le pot à sel (évitant ainsi les dosages aléatoires). L'emballage à l'unité permet de conserver sa granulométrie afin de faciliter sa dissolution lors d'un cycle (sans risque d'agglomération).

- Permet une manipulation plus aisée (poignée incorporée, plus facile à stocker) et la réduction des emballages (norme ISO 14001)

Réf.	Désignation	€
331705B	Sel régénérant - les 2 kg	NC -

Sel régénérant pour machines à laver automatiques



Adoucit l'eau utilisée lors du lavage, permettant un nettoyage sans trace.

- Chlorure de sodium
- Présenté en granulés blancs d'odeur neutre

Réf.	Désignation	€
711667	Sel régénérant, seau 5 l	NC -

Sel régénérant NEOSEL



Chlorure de sodium de recristallisation obtenu par évaporation sous et vide et compressé mécaniquement. Spécialement élaboré afin d'obtenir une saumure de très haute pureté.

Réf.	Désignation	€
148608	Sel régénérant NEOSEL - seau de 5 kg	NC -

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.