Assis-debout FIN BIMOS

bimos

- Assise large montée sur une colonne à inclinaison ergonomique
- Supporte 60 % du poids du corps
- Encombrement réduit
- Utilisation intuitive et réglage facile ; assise pivotante de 20°
- Réglable en hauteur : 660 à 850 mm
- Stable, léger et mobile
- Larges poignées intégrées
- Piètement aluminium robuste
- Assise en mousse PU

Réf.	Désignation	€
724731	Assis-debout FIN - assise mousse PU - noir	NC -
724732	Assis-debout FIN - assise mousse PU - bleu	NC -
724733	Assis-debout FIN - assise mousse PU - gris	NC -
724734	Assis-debout FIN ESD - assise mousse PU - gris	NC -



Astuce

Visitez notre site web pour d'autres tabourets et assis-debouts, sièges pour salle propre



Tabourets "Labor" avec ou support Flex



Sièges assis-debout Labster



Chaise inox pour salle propre

Tabourets tout inox

Tabourets avec assise carrée en inox

- Réalisation inox 304
- Structure tube 30 x 30 mm
- Traverse basse de renfort
- Equipé de vérins de réglage

Dimensions de l'assise (mm)	Hauteur (mm)	Réf.	€
300 x 300	700	025693	NC -



tabouret inox

Tabourets en inox autoclavables

- Réalisation en inox 304
- Diamètre siège : 330 mm
- Réglage hauteur : 500 à 600 mm
- Piètement 5 branches inox
- Option avec dossier, réglable en hauteur facilement et sans outils
- Complètement démontable pour stérilisation en autoclave

Dimensions de l'assise (mm)	Hauteur (mm)	Réf.	€
Sans dossier	Roues	393324	NC -
	Patins	393325	NC -
Avec dossier	Roues	393326	NC -
	Patins	393327	NC -



393324



393327

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com