
Bains à sec digitaux Thermo Scientific ELED

thermo scientific

- Livrés sans support, à compléter par un bloc au choix

Bains à sec tactiles

- Sonde de température externe pt1000 en option



Selon modèle





Modèle	Digitale			Tactile		
Nombre de blocs	1	2	4	1	2	4
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +130°C					
Précision à 37°C	± 0,5°C					
Uniformité à 37°C	± 1°C					
Vitesse chauffe de 30 à 130°C	20 min		25	20 min		25
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur			Continu, minuteur ou programmation		
Minuteur	0 à 99min59s					
Programmation	-	-	-	10 programmes / 5 étapes		
Dimensions (l x p x h) (mm)	288x200x100	318x200x100	450x200x100	373x200x100	403x200x100	535x200x100
Poids (kg)	2,9	3,3	4,7	3,4	3,7	5,1
Réf.	**079615**	**079616**	**079617**	**079618**	**079619**	**079620**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Blocs pour tubes à centrifuger 15 et 50 ml



Blocs

Réf.	Compatibilité	Capacité	€
079621	Tubes Ø 6 mm	48	**NC -**
079622	Tubes Ø 10 mm	28	**NC -**
079630	Microtubes 0,5 ml	40	**NC -**
079623	Microtubes 1,5 ml	28	**NC -**
079624	Microtubes 2,0 ml	28	**NC -**
079625	Tubes Ø 13 mm	24	**NC -**
079626	Tubes Ø 16 mm	15	**NC -**
079627	Tubes Ø 18 mm	12	**NC -**
079628	Tubes Ø 20 mm	8	**NC -**
079629	Tubes Ø 25 mm	6	**NC -**
079631	Microplaque standard	1	**NC -**
079632	Tubes Ø 6 mm Tubes Ø 10 mm	32 21	**NC -**

Réf.	Compatibilité	Capacité	€
079633	Microtubes 1,5 ml Microtubes 2,0 ml	18 10	**NC -**
079634	Tubes Ø 25 mm Tubes Ø 12 mm Tubes Ø 6 mm	3 12 6	**NC -**
079635	Microtubes 0,5 ml Microtubes 0,2 ml	30 20	**NC -**
079636	Tube à centrifuger 15 ml (fond plat)	15	**NC -**
079637	Tube à centrifuger 50 ml (fond plat)	4	**NC -**
079638	Tube à centrifuger 15 ml (fond conique)	15	**NC -**
079639	Tube à centrifuger 50 ml (fond conique)	4	**NC -**
079640	Plaque PCR 0,2 ml sans jupe	1	**NC -**
079641	Plaque PCR 0,2 ml jupe ou demi-jupe	1	**NC -**

Accessoire

Réf.	Désignation	€
079642	Sonde de température externe pour modèles tactiles	**NC -**

NEW

Bains à sec Digital Heat Block

- Livrés avec outil de retrait des blocs
- Livrés sans support, à compléter par un bloc au choix

Interface	Digitale		
Nombre de blocs	1	2	4
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +150°C		Ambiante +5 à +130°C
Précision	± 0,2°C		
Uniformité	± 0,2°C		
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		
Minuteur	1 à 999min		
Dimensions (l x p x h) (mm)	200 x 230 x 80	220 x 270 x 80	220 x 360 x 80
Poids (kg)	2,3	2,8	3,9
Réf.	**060916**	**060917**	**060918**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Astuce

Retrouvez plus de modèles à la page suivante.

Blocs

Réf.	Compatibilité	Nombre max. de tubes	€
060926	Tubes Ø 15-16 mm	12	**NC -**
060931	Tubes PCR 0,2 ml ou barrettes	48	**NC -**
060933	Plaque PCR 96 puits	1	**NC -**
060934	Plaque PCR 96 puits *	1	**NC -**
060935	Microplaque standard *	1	**NC -**
060919	Bloc plein	-	**NC -**

* Utilise 2 emplacements de blocs, incompatible avec les modèles 1 bloc.

Réf.	Compatibilité	Nombre max. de tubes	€
060922	Microtubes 0,5 ml	24	**NC -**
060920	Microtubes 1,5 ml (conique)	24	**NC -**
060921	Microtubes 1,5 et 2,0 ml	24	**NC -**
060923	Tubes à centrifuger 15 ml	12	**NC -**
062561	Tubes à centrifuger 50 ml	5	**NC -**
060924	Tubes Ø 10 mm	20	**NC -**
060925	Tubes Ø 13 mm	20	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com

Bains à sec EcoDryBlock



Jusqu'à 2 modules chauffants connectables sur le même controleur

Modèle	EcoDryBlock
Interface	Tactile
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 °C à +165 °C
Précision (°C)	± 0,2
Uniformité (°C)	± 0,2
Nombre de blocs	2
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur
Minuteur	1 min à 99h59 min
Dimensions l x p x h (mm)	228 x 350 x 92,5
Poids (kg)	2,1
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR
Réf.	399211
€	NC -

Bains à sec livrés seul, à compléter avec les blocs associés

Module chauffant supplémentaire

Réf.	Désignation	€
399214	Module chauffant supplémentaire sans afficheur	NC -
399251	Kit de connexion pour 2nd module chauffant	NC -

Blocs pour tubes et plaques

Réf.	Compatibilité	Capacité	Profondeur	€
399215	Tubes à fond rond Ø 6mm	30	48,4	NC -
399216	Tubes à fond rond Ø 10mm	24	48,4	NC -
399217	Tubes à fond rond Ø 12/13 mm	16	48,4	NC -
399218	Tubes à fond rond Ø 12/13 mm	20	48,4	NC -
399219	Tubes à fond rond Ø 15/16 mm	12	48,4	NC -
399220	Tubes à fond rond Ø 17/18 mm	12	48,4	NC -
399221	Tubes à fond rond Ø 20 mm	8	48,4	NC -
399222	Tubes à fond rond Ø 25 mm	6	48,4	NC -
399223	Tubes à fond rond Ø 35 mm	4	47,6	NC -
399224	Microtubes PCR 0,5 ml	30	27,6	NC -
399225	Microtubes 1,5 ml	20	36,9	NC -
399226	Microtubes 1,5 ml	20	39,1	NC -
399227	Microtubes 2.0 ml	20	38,1	NC -
399229	Tubes à centrifuger 15 ml	12	44,5	NC -
399230	Tubes à centrifuger 50 ml	5	47,6	NC -

Réf.	Compatibilité	Capacité	Profondeur	€
399231	Bloc combiné : Tubes à fond rond Ø 6 mm Tubes à fond rond Ø 12/13 mm Tubes à fond rond Ø 25 mm	 6 5 3	 48,4 48,4 48,4	NC -
399232	Bloc combiné : Microtubes 1,5 ml Tubes à centrifuger 15 ml Tubes à centrifuger 50 ml	 4 3 2	 39,1 44,5 47,6	NC -
399233	Bloc combiné : Microtubes 0,5 ml Microtubes 1,5 ml Microtubes 2,0 ml	 6 10 5	 27,6 39,1 38,1	NC -

Réf.	Compatibilité	Capacité	Profondeur	€
399234	Fioles à fond plat Ø 12 mm	20	30	NC -
399235	Fioles à fond plat Ø 15 mm	20	35	NC -
399236	Fioles à fond plat Ø 16 mm	15	45	NC -
399237	Fioles à fond plat Ø 17 mm	12	45	NC -
399238	Fioles à fond plat Ø 19 mm	12	45	NC -
399239	Fioles à fond plat Ø 21 mm	9	45	NC -
399240	Fioles à fond plat Ø 23 mm	8	45	NC -
399241	Fioles à fond plat Ø 25 mm	8	45	NC -
399242	Fioles à fond plat Ø 28 mm	6	45	NC -
399228	Cuvettes pour spectrophotomètres	2 x 6	25,4	NC -
399243	Tubes PCR 0,2ml individuels	64	20,2	NC -
399244	Barrettes de 8 tubes PCR 0,2 µm	10	15,5	NC -
399245	Plaques PCR 0,2ml 96 puits	1	15,5	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
399249	Sonde de température Pt1000 acier inox Ø m33	NC -
399588	Sonde de température Pt100 acier inox Ø m33	NC -
399590	Pince pour sonde	NC -
399603	Poignée pour retrait du bloc	NC -
399014	Barre support	NC -
399250	Couvercle transparent	NC -