Bains-marie à agitation série SW

Julabo

- Contrôlables à distance via connexion RS232C
- Robinet de vidange sur la façade gauche de l'appareil
- Fond et chariot d'agitation amovibles
- Livrés sans support, à compléter par un plateau d'agitation et/ou des portoirs

Modèle	SW22	SW23
Interface	Digitale	
Volume (l)	20	
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	500 x 300 x 180	
Gamme de température (°C)	Ambiante +5 à +99,9°C	
Stabilité de température (°C)	± 0,2	± 0,02
Puissance de chauffe (kW)	2	
Type d'agitation	Va-et-vient	
Vitesse (rpm)	20 - 200	
Amplitude (mm)	15	
Mode d'utilisation	Continu, minuteur	
Minuteur	1min à 9h59min	
Dimensions externes (l x p x h) (mm)	350 x 700 x 260	
Poids (kg)	19,7	20,7
Réf.	**067722**	**067723**
€	**NC -**	**NC -**

SW 22







Plateau et pinces à ressorts pour Erlenmeyers

Réf.	Désignation	€
067733	Plateau de base pour pinces à ressort	**NC -**
067734	Pince à ressorts pour Erlen 10 ml	**NC -**
067735	Pince à ressorts pour Erlen 25 ml	**NC -**
067736	Pince à ressorts pour Erlen 50 ml	**NC -**
067737	Pince à ressorts pour Erlen 100 ml	**NC -**
067738	Pince à ressorts pour Erlen 200-250 ml	**NC -**
067739	Pince à ressorts pour Erlen 300 ml	**NC -**
067740	Pince à ressorts pour Erlen 500 ml	**NC -**
067741	Pince à ressorts pour Erlen 1000 ml	**NC -**

Plateau et portoirs pour tubes

Réf.	Désignation	€
067746	Plateau de base pour 4 portoirs	**NC -**
067944	Portoir pour 21 tubes Ø 30mm	**NC -**
067911	Portoir pour 50 tubes Ø 16/17 mm	**NC -**
068341	Portoir pour 90 tubes Ø 12/13 mm	**NC -**
067912	Portoir pour 90 microtubes 1,5/2 ml	**NC -**

Plateau universel à ressorts

Réf.	Désignation	€
067929	Plateau universel à ressorts	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	€
067724	Cable RS232C 3m	**NC -**
067725	Couvercle Makrolon	**NC -**
067887	Couvercle acier inox	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com