Bains à ultrasons Grant XUB & XUBA



- Livrés complet avec couvercle, panier acier inox et 1l de solution de nettoyage M2

Modèles XUBA

- Appareils simples pour les utilisations standards

Modèles XUB

- Technologie LEAP pour une répartition homogène des ultrasons
- Fonction dégazage pour l'élimination des microbulles et l'amélioration de la vitesse de cavitation
- Livrés avec une carte SD pour l'enregistrement des données

Modèle	XUBA 1	XUBA 3	XUB 5	XUB 10	XUB 12	XUB 18	XUB 25
Interface	Analogique		Digitale				
Volume (l)	1,5	2,5	4,5	9,5	12,5	17,5	25
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	150 x 140 x 100	240 x 140 x 100	300 x 150 x 150	505 x 140 x 150	300 x 240 x 200	330 x 300 x 200	505 x 300 x 200
Dimensions panier (l x p x h) (mm)	120 x 95 x 55	200 x 108 x 55	265 x 115 x 110	465 x 100 x 110	260 x2 00 x 160	295 x 260 x 160	465 x 260 x 160
Gamme de température	-	Ambiante +5 à +70					
Fréquence ultrasons (kHz)	44		32 - 38				
Puissance ultrasons (W)	35		100	200		300	400
Mode d'utilisation	Continu ou minuteur		Continu, minuteur, dégazage				
Minuteur	0 - 15 min		0 - 99 min				
Dimensions externes (l x p x h) (mm)	180 x 160 x 190	270 x 170 x 210	340 x 255 x 265	545 x 245 x 265	345 x 355 x 365	375 x 410 x 365	550 x 410 x 365
Poids (kg)	2,3	3,3	6,4	9,3	10,5	12,6	15,1
Réf.	144628	144629	144630	-	144632	144611	144612
€	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -
Réf. Couvercle de remplacement	144613	144614	144615	144616	144617	144618	144619
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. Panier acier inox de remplacement	144620	144621	144622	144623	144624	144625	144626
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Bains à ultrasons Elmasonic P



- 5 modes ultrasoniques pour un meilleur résultat :
  - Pulse : augmentation ponctuelle de puissance contre les saletés tenaces
  - Sweep : distribution uniforme des ultrasons
  - Degas : dégazage rapide et facile de liquide de nettoyage ou d'échantillons
  - Régulation de puissance : ajustement automatique de la puissance
  - Autostart : démarrage automatique lorsque la température cible est atteinte
- 2 fréquences sélectionnables : 37 kHz pour les salissures tenaces ou 80 kHz pour le nettoyage doux
- Livré sans couvercle ni panier, à commander séparément



Modèle	P 30 H	P 60 H	P 70 H	P 120 H	P 180 H	P 300 H
Interface	Digitale					
Volume (l)	2,75	5,75	6,9	12,75	18	28
Dimensions internes l x p x h (mm)	240 x 137 x 100	300 x 151 x 150	505 x 137 x 100	300 x 240 x 200	327 x 300 x 200	505 x 300 x 200
Dimensions panier l x p x h (mm)	198 x 106 x 50	255 x 115 x 75	465 x 106 x 50	250 x 190 x 115	280 x 250 x 115	455 x 250 x 115
Gamme de température	+30 à +80 °C					
Fréquence ultrasons (kHz)	37 / 80					
Puissance ultrasons (W)	120 x 100	180 x 150	220	330		380
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, Pulse, Sweep, Degas, Régulation de puissance, Pause, Autostart					
Minuteur	1 à 30 min					
Dimensions externes l x p x h (mm)	300 x 179 x 221	365 x 186 x 271	568 x 179 x 221	365 x 278 x 321	390 x 340 x 321	568 x 340 x 321
Poids (kg)	3,3	5,1	5,6	7,5	8,5	11
Réf. bain	950226	950227	950228	950229	950230	950231
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. panier	497911	497913	950208	497916	497918	497919
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. couvercle	950217	670075	950219	670134	950221	950222
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -