Accessoires

Réf.	Désignation	€
228215	Flacon en verre condenseur GCF400	NC -
228216	Bouchon pour flacon GCF400 FC400	NC -
228219	Fluide caloporteur SCC1 pour SpeedVac (1 l)	NC -
228213	Piège chimique réfrigéré pour solvant à point d'ébullition élevé (DMSO/ DMF) (-5°C) RVT405DDA-230 (inclus GFC400 + FC400)	NC -
228324	Piège chimique réfrigéré pour solvant à point d'ébullition faible (chloroforme, dichlorométhane) (-105°C) RVT5105-230 (inclus GFC400 + FC400)	NC -
228731	Pompe à vide à huile VLP 120	NC -
228727	Pompe à vide à membrane (sans huile) 230V 50Hz OFP400-230 (inclus ANT100)	NC -
228885	Système de vide universel (piège chimique réfrigéré et pompe à vide) UVS450A-230 avec Vapornet	NC -
228886	Système de vide universel (piège chimique réfrigéré et pompe à vide) UVS850DDA-230 avec Vapornet (inclus ANT100)	NC -
228310	Kit de connexion universel UTP-TYG	NC -
262853	Kit de connexion TFK100	NC -
228304	Kit de connexion de vide pour DDA Kit VTK80	NC -
228317	Ensemble piège post-traitement ANT100 pour la préparation d'oligonucléotides, à utiliser avec ANS121 et uniquement avec le système UVS850DDA	NC -
228318	Solution neutralisante d'ammoniaque pour la préparation d'oligonucléotides, à utiliser uniquement avec le système UVS850DDA	NC -
228313	Piège chimique (cartouche vendu séparément) SCT120	NC -
228316	Kit piège chimique radioactivité (compatible pour tous les speedvac) DTK120R	NC -
228314	Cartouche pour SCT120 neutralisant acide et vapeur d'eau résiduelle DC120A	NC -
228315	Cartouche DC120R pour SCT120 piège radioactivité volatile	NC -



228216 + 228515



228727

Concentrateur sous vide Thermo Scientific Savant Speed Vac DNA 130

- Idéal pour le séchage des acides nucléiques, les préparations de PCR et oligo-élements synthétiques
- Séchage à température ambiante ou basse température pour assurer la protection de l'ADN / ARN
- 3 programmes selectionnables pouvant être modifiés et enregistrés
- En option : piège chimique pour radioactivité
- Mise sous vide automatique et valve de purge
- Double minuterie indépendante de chauffage et de temps
- Port USB permettant le transfert et le téléchargement de données

Capacité	Petite
Livré avec	Système complet avec rotor RD36 pour 36 microtubes 1,5 - 2 ml et pompe intégrée
Affichage	LED (température, durée du cycle et temps de chauffage)
Guide de solvants	Ethanol, méthanol, eau et ACN, tampon PCR
Couvercle	Transparent en acrylique avec verrouillage de sécurité
Cuve	Aluminium à revêtement téflon
Joint d'étanchéité pour la cuve	Caoutchouc de silicone
Pompes	Pompe à 2 têtes à membrane ETFE / Sans huile
Température	Température ambiante, 35 à 65°C avec incrément de 5°C
Plage de minuterie (chauffage et cycle)	1 minute à 9 heures et 59 minutes, en continu
Niveau de pression limite	‹ 10 Torr (13 mbar, 1,3 kPa)
Rotor habituel vitesse de centrifugation	1 300 tr/min maximum
Moteur	Induction sans entretien
Dimension L x P x H (cm)	29 x 64x 31
Espace de ventilation supplémentaire nécessaire	8 cm de tous les côtés
Poids (kg)	39
Réf.	228835
€	NC -



Accessoires

Réf.	Désignation	€
228313	Piège chimique (cartouches à commander séparément) SCT120	NC -
228316	Kit piège chimique radioactivité (compatible pour tous les speedvac) DTK120R	NC -
228314	Cartouche pour SCT120 neutralisant acide et vapeur d'eau résiduelle DC120A	NC -
228315	Cartouche DC120R pour SCT120 piège radioactivité volatile	NC -
228317	Ensemble de post-traitement ANT100 pour préparation d'oligonucléotides, à utiliser avec ANS121	NC -
228318	Solution neutralisante d'ammoniaque ANS121 pour préparation d'oligonucléotiques pour ANT100	NC -

Rotors pour le DNA 130

Réf.	Désignation	Compatibilité	€
228223	Rotor RD24 pour 24 microtubes de 1,5 à 2,0 ml	Pour tubes de microcentri-fugueuses	NC -
228226	Rotor RD48 pour 48 microtubes de 0,5 ml		NC -
228227	Rotor RD72 pour 72 microtubes de 0,5 ml		NC -
228224	Rotor RD2MP pour deux microplaques	Pour microplaques	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com