Aspirateur de givre IZIDEFROST+ pour congélateurs




Aspirateur indispensable pour réaliser le dégivrage des congélateurs de façon RAPIDE, PROPRE et FACILE.

- Très facile et pratique à utiliser, il favorise le dégivrage régulier et évite d'éteindre le congélateur
- Le dégivrage régulier réduit les coûts de consommation électrique et prolonge la vie des équipements
- Equipé d'un grattoir en inox
- Equipé d'un filtre Hepa en sortie d'air : évite les contaminations en cas d'aspiration d'un échantillon
- Cuve inox de 22 L
- Utilisable sur les congélateurs -20 °C/-30 °C, -80 °C et -150 °C

Tension (V) 220 -240	220 - 240
Puissance (W)	1200
Fréquence du réseau (Hz) 50-60	50 - 60
Débit d'air (l/s)	62
Niveau sonore (dba)	61
Poids (kg)	10
Réf.	111115
€	**NC -**

Grattoirs pour congélateur



- Idéaux pour retirer le givre accumulé dans un congélateur
- En polypropylène
- Robustes

Réf.	Désignation	€
795630	Grattoir 250 x 110 mm	**NC -**