
Tests Microlab Zeulab

Pour détection *Salmonella* et *Listeria*.

- Simples : enrichissement et détection dans le même container
- Intérprétation visuelle des résultats
- Echantillon désactivé à la fin du test



Enrichissement (incubation pendant 24/48 h)

Test (Lire le résultat après 15 minutes)


Inactiver et jeter le produit



Réf.	Germes recherchés	Unités/ carton	€/ carton
341500	*Salmonella*	6	**NC -**
341501	*Listeria monocytogenes*	6	**NC -**

Test Microlab Basic

- Simple : test bandelette avec interprétation visuelle des résultats
- Tout inclus
- Rapide : lecture en 10 minutes après 48 heures d'enrichissement



Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
341580	Kit recherche Microlab basic *Salmonella*	20	**NC -**
341579	Kit recherche Microlab basic *Listeria*	20	**NC -**


Tests de détection des allergènes

- Tests en bandelette
- Modèle Express pour détection dans les aliments, eaux de rinçage et les surfaces. Existe soit en kit complet (par 10) ou en recharge (par 25)
- Modèle Express SW : uniquement pour le contrôle des surfaces de travail
- Résultat en 10 minutes



Composition des kits	10	25	SW
Bandelette	✓	✓	✓
Tampon extraction, à prélever avec seringue 10 ml	✓	✓	✓
Tampon analyse, à prélever avec seringue 1 ml	✓	✓	
Sacs filtre, pour filtrer échantillon durant l'analyse	✓		
Pipettes, pour pendre l'échantillon	✓		
Tubes, pour faire les dilutions	✓		
Seringue 1 et 10 ml, pour prélever tampon extraction et analyse	✓		
Ecouvillon. pour les analyses de surfaces	✓		✓
Gabarit			✓

	Modèle Express			Modèle Express SW		
Allergène	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	Unités/ carton	Réf.	€/ carton
Gluten	10	**341537**	**NC -**	10	**341547**	**NC -**
	25	**341538**	**NC -**	-	**-**	**-**
Lait (ß-Lactoglobuline et caseine)	10	**341540**	**NC -**	10	**341551**	**NC -**
	25	**341539**	**NC -**	-	**-**	**-**
Lait (ß-lactoglobuline)	10	**341569**	**NC -**	10	**341570**	**NC -**
	25	**341571**	**NC -**	-	**-**	**-**
Œuf	10	**341541**	**NC -**	10	**341548**	**NC -**
Soja	10	**341542**	**NC -**	10	**341552**	**NC -**
Amande	10	**341543**	**NC -**	10	**341549**	**NC -**
Noisette	10	**341544**	**NC -**	10	**341553**	**NC -**
Poisson	10	**341545**	**NC -**	10	**341550**	**NC -**
Crustacé	10	**-**	**-**	10	**341554**	**NC -**
Noix	10	**341595**	**NC -**	10	**341596**	**NC -**
Fruits de mer	10	**341593**	**NC -**	10	**341594**	**NC -**



1. Prélèvement d'échantillon : aliment ou surface

2. Incubation : insérer la bandelette et attendre 10 min.

3. Résultat : lecture visuelle

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W