Sachets et gaines de stérilisation SPS Medical

- Pour la stérilisation vapeur, oxyde d'éthylène, formaldéhyde
- Indicateur de stérilisation vapeur conforme ISO 11140-1 (classe 1)
- Non compatibles irradiation gamma ou plasma
- Une face papier 60 g/m², une face complexe transparent lilas imprimé intrafilm (polyester laminé 12 µm et polypropylène 38 µm)
- Ne contiennent pas de latex
- TSE/BSE free
- A remplir aux 2/3 maximum de la capacité de l'emballage avant la soudure à 170-185 °C
- Barrière microbienne selon ISO 11607-1
- DM de classe I selon Règlement UE 2017/745
- Sachets conditionnés en poche de suremballage fermée pour une meilleure protection contre la poussière



NEW

FABRIQUÉ EN FRANCE

Sachets pelables à fermeture par soudure

Sachets plats SI BOP

Réf.	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€/ carton
151582A	50 x 200	100	NC -
151583A	80 x 150	100	NC -
151554A	80 x 250	100	NC -
151555A	80 x 300	100	NC -
151584A	80 x 400	100	NC -
151585A	120 x 200	100	NC -
151586A	120 x 250	100	NC -
151587A	120 x 350	100	NC -
151588A	120 x 400	100	NC -
151589A	120 x 500	100	NC -
151590A	120 x 550	100	NC -
151591A	160 x 200	100	NC -
151556A	160 x 300	100	NC -
151592A	160 x 350	100	NC -
151593A	160 x 450	100	NC -
151594A	160 x 500	100	NC -
151595A	160 x 600	100	NC -
151596A	160 x 650	100	NC -
151597A	220 x 300	100	NC -
151598A	220 x 400	100	NC -
151557A	220 x 450	100	NC -
151599A	220 x 550	100	NC -
151700A	220 x 600	100	NC -
151701A	220 x 700	100	NC -
151702A	250 x 750	100	NC -
151703A	250 x 400	100	NC -
151704A	250 x 500	100	NC -
151705A	250 x 550	100	NC -
151706A	250 x 650	100	NC -
151707A	285 x 350	100	NC -
151708A	285 x 450	100	NC -
151709A	285 x 500	100	NC -
151710A	285 x 600	100	NC -
151711A	285 x 750	100	NC -
151712A	320 x 450	100	NC -
151713A	320 x 550	100	NC -
151714A	320 x 600	100	NC -
151715A	380 x 500	100	NC -
151716A	380 x 550	100	NC -
151717A	380 x 650	100	NC -
151718A	420 x 600	100	NC -
151719A	420 x 650	100	NC -

Sachets pelables auto-adhésifs BOP DI

Réf.	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€/ carton
151576B	70 x 230	200	NC -
151577A	90 x 230	100	NC -
151578B	130 x 254	200	NC -
151580B	200 x 330	200	NC -

Gaines pelables plates SI BOP

Réf.	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)	€
151559A	50	50	NC -
151560A	80	50	NC -
151561A	120	50	NC -
151562A	160	50	NC -
151563A	220	50	NC -
151564A	250	50	NC -
151565A	285	50	NC -
151558A	320	50	NC -
151566A	380	50	NC -
151567A	420	50	NC -

Sachets à soufflet BOP TI

Réf.	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€/ carton
151720A	100 x 40 x 300	100	NC -
151721A	160 x 45 x 360	100	NC -
151722A	200 x 50 x 400	100	NC -
151723A	320 x 60 x 500	100	NC -
151724A	420 x 90 x 600	100	NC -

Gaines pelables à soufflets BOP TI

Réf.	Dimensions (mm)	Longueur du rouleau (m)	€
151568A	75 x30	100	NC -
151569A	100 x 40	100	NC -
151570A	150 x 50	100	NC -
151571A	200 x 50	100	NC -
151572A	250 x 60	100	NC -
151573A	300 x 60	100	NC -
151574A	380 x 80	100	NC -
151575A	420 x 90	100	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W