
Lames de bistouris



Voir page 183

Lame micrométrique en polystyrène



- En polystyrène
- Trois échelles par lame (5 mm/50, 5 mm/100 et 1 mm/100)

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
813009	Lame micrométrique à usage unique	10	NC -

Lamelles couvre-objet



- Particulièrement recommandées pour des analyses de sang, urine, échantillons de tissus et autres fluides biologiques, diagnostic *in vitro*
- Epaisseur : 0,13 - 0,17 mm
- Verre transparent

Réf.	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€/ carton
390989	18 x 18	2000	NC -
390990	20 x 20	2000	NC -
390991	22 x 22	2000	NC -
390992	24 x 24	2000	NC -
390993	24 x 32	1000	NC -
390994	24 x 40	1000	NC -
390995	24 x 50	1000	NC -
390996	24 x 60	1000	NC -

Lamelles en verre couvre-objet



Modèles économiques - épaisseur N°1 : 0,13 à 0,17 mm

Réf.	Dimensions (mm)	€ les 1000	Réf.	Dimensions (mm)	€ les 1000
100030N	18 x 18	NC -	100037N	24 x 40	NC -
100031N	20 x 20	NC -	100038N	24 x 50	NC -
100032N	22 x 22	NC -	100039N	24 x 60	NC -
100353N	22 x 26	NC -	100045N	ø 10	NC -
100034N	22 x 32	NC -	100040N	ø 12	NC -
100033N	24 x 24	NC -	100354N	ø 15	NC -
100035N	24 x 32	NC -	-	-	-

Modèles en verre borosilicaté - épaisseur N°1 : 0,13 à 0,17 mm

- Incolore, à très faible taux en fer
- Indice de réfraction adapté à la microscopie

Réf.	Dimensions (mm)	€ les 1000	Réf.	Dimensions (mm)	€ les 1000
100265	15 x 15	NC -	100049	25 x 40	NC -
100030	18 x 18	NC -	100268	25 x 50	NC -
100031	20 x 20	NC -	100269	25 x 60	NC -
100032	22 x 22	NC -	100047	25 x 70	NC -
100034	22 x 32	NC -	100045	ø 10	NC -
100046	22 x 40	NC -	100040	ø 12	NC -
100266	22 x 50	NC -	100048	ø 13	NC -
100267	22 x 60	NC -	100041	ø 14	NC -
100033	24 x 24	NC -	140540	ø 18	NC -
100035	24 x 32	NC -	140539	ø 20	NC -
100036	24 x 36	NC -	140541	ø 22	NC -
100037	24 x 40	NC -	140542	ø 24	NC -
100038	24 x 50	NC -	140499	ø 25	NC -
100039	24 x 60	NC -	100042	ø 28	NC -
100043	24 x 67	NC -	100044	ø 30	NC -