
Microtubes 0,2 ml en barrettes

thermoscientific

Microtubes en barrette de 8 ou 12 pour toutes marques de thermocycleurs. "Low Profile" : la réduction du volume mort élimine la condensation sur les parois du tube et limite ainsi l'évaporation. Pour les petits volumes inférieurs à 20 µl.

- Sécables en tubes individuels
- Parois fines
- Polypropylène vierge
- Capuchon plat : surface dépolie sur le haut du tube pour faciliter le marquage
- Capuchons plats haute transparence Ultra-Clear pour QPCR
- Coloris assortis : naturel, jaune, rouge, vert, bleu







Microtubes en barrette de 8

	Barrette microtubes standard		Barrette microtubes Low Profile	
Unité d'emballage	250 x 8	12 x 8	250 x 8	12 x 8
Unités/carton	250 x 8	120 x 8	250 x 8	120 x 8
8 microtubes + cap. dôme naturel	016000*	016303	017868	016514
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -
8 microtubes + cap. dôme coloris assortis	016000F	-	016166	-
€/carton	NC -	-	NC -	-
8 microtubes + cap. plat naturel	016561	-	017239	016389
€/carton	NC -	-	NC -	NC -
8 microtubes + cap. plat coloris assortis	017867	-	016517	-
€/carton	NC -	-	NC -	-
8 microtubes + cap. plat Ultra-Clear	-	016562	017802	-
€/carton	-	NC -	NC -	-
8 microtubes sans capuchon	016001*	016164	-	016167
€/carton	NC -	NC -	-	NC -

* Disponible également en bleu. Ajouter le suffixe B à la réf.

Microtubes en barrette de 12

	Barrette microtubes standard	Barrette microtubes Low Profile
Unité d'emballage	8 x 12	8 x 12
Unités/carton	80 x 12	80 x 12
12 microtubes + capuchon dôme	016512	-
€/carton	NC -	-
12 microtubes + capuchon plat	016513	016518
€/carton	NC -	NC -
12 microtubes sans capuchon	016511	-
€/carton	NC -	-

PCR QUANTITATIVE

Capuchons seuls en barrette

	Barrette 8 capuchons			Barrette 12 capuchons
Unité d'emballage	250 x 8	12 x 8	12 x 8	8 x 12
Unités/carton	250 x 8	120 x 8	300 x 8	200 x 12
Barrette capuchons dôme naturel	016002*	-	016447	016521
€/carton	NC -	-	NC -	NC -
Barrette capuchons plats naturel	016169	016170	016519	016520
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -
Barrette capuchon plat Ultra-Clear	-	016175	-	-
€/carton	-	NC -	-	-


* Disponible également en couleur.
Ajouter le suffixe suivant à la réf. : V = vert, J = jaune, R = rouge, B = bleu.


Tubes, barrettes de tubes et de bouchons pour PCR

4titude

- En polypropylène vierge
- Certifiés sans contaminants

FABRIQUÉ EN EUROPE — DNase RNase





Réf.	Photo	Désignation	Caractéristiques	Conditionnement	€
044761	A	Barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml	Numérotation individuelle sur chaque tube	125 barrettes	NC -
044762	B	Barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml avec bouchons à dôme	Compatible avec la majorité des thermocycleurs (dont ABI)	125 barrettes	NC -
044735	C	Barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml avec bouchons plats optiques	Compatible QPCR	125 barrettes	NC -
044736	D	Barrettes de 8 bouchons à dôme	Compatibles avec les barrettes de tubes 044761 Conviennent à la plupart des thermocycleurs (dont ABI)	125 barrettes	NC -
044737	D	Barrettes de 8 bouchons à dôme	Compatibles avec les plaques PCR 4titude conviennent à la plupart des thermocycleurs (dont ABI)	300 barrettes	NC -
044738	E	Barrettes de 8 bouchons plats optiques	Compatibles avec les barrettes de tubes 044761 - QPCR	125 barrettes	NC -
044739	E	Barrettes de 8 bouchons plats optiques	Compatibles avec les plaques PCR 4titude - QPCR	300 barrettes	NC -
044740	F	Microtube PCR avec bouchon plat	Compatibles avec les thermocycleurs avec bloc chauffant de 0,2 ml	1000 tubes	NC -
044741	G	Microtube PCR avec bouchons à dôme	Compatibles avec les thermocycleurs avec bloc chauffant de 0,2 ml	1000 tubes	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W