
Microtubes Safe-Lock Eppendorf

	Eppendorf quality™			Biopur		
						
Volume (ml)	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2
Diamètre (mm)	7,8	10,8	10,8	7,8	10,8	10,8
Hauteur (mm)	31	41	42	31	41	42
Matière	Polypropylène vierge			Polypropylène vierge		
Stérile	Non			Oui		
Type de bouchon	Snap Safe-Lock			Snap Safe-Lock		
Autoclavable	Oui			Oui		
Vitesse max de centrifugation (g)	30000	30000	25000	22000		
Graduation	Oui			Oui		
Zone de marquage	Oui sur tube et bouchon			Oui sur tube et bouchon		
Températures d'utilisation	-86 °C à +100 °C			-86 °C à +100 °C		
Spécificités	Système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides			Qualité Biopur® : exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et bactérien, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR ; système de verrouillage sécurisé, évitant toute ouverture accidentelle ; sans agent de démoulage, plastifiants ni biocides		
Unités/carton	Boîte de 500 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	Boîte de 1000 microtubes	50 microtubes emballés individuellement	100 microtubes emballés individuellement	100 microtubes emballés individuellement
Naturel	**033283**	**033290**	**033297**	**033304**	**033305**	**033306**
€/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Jaune	**033284**	**033291**	**033298**	-	-	-
Rouge	**033285**	**033292**	**033299**	-	-	-
Vert	**033287**	**033294**	**033301**	-	-	-
Bleu	**033286**	**033293**	**033300**	-	-	-
Assortis*	**033289**	**033296**	**033303**	-	-	-
Ambré	**033288**	**033295**	**033302**	-	-	-
€/carton	**NC -**	**NC -**	**NC -**	-	-	-


* Naturel, jaune, rouge, vert et bleu.

Nacelles de pesée



Voir Coupelles

Oses inoculation



Voir Anses à inoculer / inoculateur page 178 et 304