Pelles de prélèvement SteriWare®

SAMPLING SYSTEMS



- A usage unique
- Fabriquées en salle blanche
- Emballage individuel
- Robustes
- Agréées contact alimentaire
- En PS
- Disponibles stérile (SAL 10^{-6}) ou non

Réf.	Volume (ml)	Longueur totale (mm)	Longueur poignée (mm)	Largeur (mm)	Stérile	Unités/ carton	€/ carton
114355	25	137	70	38	Non	100	**NC -**
114356	25	137	70	38	Oui	100	**NC -**
114357	50	160	75	47	Non	100	**NC -**
114358	50	160	75	47	Oui	100	**NC -**
114359	100	200	95	59	Non	100	**NC -**
114360	100	200	95	59	Oui	100	**NC -**
114361	150	216	93	68	Non	100	**NC -**
114362	150	216	93	68	Oui	100	**NC -**
114363	250	237	94	80	Non	100	**NC -**
114364	250	237	94	80	Oui	100	**NC -**
114365	500	303	123	103	Non	40	**NC -**
114366	500	303	123	103	Oui	40	**NC -**
114367	1000	360	134	127	Non	30	**NC -**
114368	1000	360	134	127	Oui	30	**NC -**

Pelles, cuillères et spatules de prélèvement Laboplast et Steriplast

burkle



- En polystyrène blanc
- Emballage individuel
- Produites et assemblées en chambre blanche classe 7
- Qualité Steriplast : stérile irradié gamma (minimum 10 kGy)
- Conformes aux directives EU food et FDA

Laboplast bio et Steriplast bio

GoGREEN

- En polyéthylène blanc
- Matériaux et emballages entièrement fabriqués en ressources renouvelables

Pelles de prélèvement

					Laboplast		Steriplast		Laboplast bio		Steriplast bio		Steriplast détectable	
Capacité (ml)	Longueur (mm)	Couvercle	Unités/ sachet	Unités/ boîte	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
25	141	Non	1	10	**795500**	**NC -**	**795508**	**NC -**	**795516**	**NC -**	**795520**	**NC -**	**795651**	**NC -**
25	142	Oui	1	10	**795501**	**NC -**	**795509**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
50	160	Non	1	10	**795502**	**NC -**	**795510**	**NC -**	**795517**	**NC -**	**795521**	**NC -**	**795652**	**NC -**
50	161	Oui	1	10	**795503**	**NC -**	**795511**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
100	205	Non	1	10	**795504**	**NC -**	**795512**	**NC -**	**795518**	**NC -**	**795522**	**NC -**	**795653**	**NC -**
100	206	Oui	1	10	**795505**	**NC -**	**795513**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
150	216	Non	1	10	**795506**	**NC -**	**795514**	**NC -**	**795519**	**NC -**	**795523**	**NC -**	**795654**	**NC -**
150	218	Oui	1	10	**795507**	**NC -**	**795515**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
250	232	Non	1	10	**795560**	**NC -**	**795564**	**NC -**	-	-	-	-	**795655**	**NC -**
250	235	Oui	1	10	**795561**	**NC -**	**795565**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
500	280	Non	1	10	**795562**	**NC -**	**795566**	**NC -**	-	-	-	-	**795656**	**NC -**
500	283	Oui	1	10	**795563**	**NC -**	**795567**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
1000	332	Non	1	10	**795639**	**NC -**	**795640**	**NC -**	-	-	-	-	**795657**	**NC -**

Pelles de prélèvement bleue

burkle



- En polystyrène bleu
- Produites, assemblées et emballées dans une salle classe 7
- Emballées unitairement
- Irradiées gamma
- Conformes directives alimentaires UE et FDA

Réf.	Longueur (mm)	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
795641	141	25	10	**NC -**
795642	160	50	10	**NC -**
795643	205	100	10	**NC -**
795644	216	150	10	**NC -**
795645	232	250	10	**NC -**
795646	280	500	10	**NC -**
795647	332	1000	10	**NC -**