

Tubes 10 ml, 16 ml et 19 ml à capuchon vissant

En polystyrène cristal à fond rond et à capuchon vissant.

			Vrac			Sur rack de 88			Emballage unitaire		
Ø x h (mm)	Volume (ml)	Stérile	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
16 x 100	10	Non	**012064**	1000	**NC -**	-	-	-	-	-	-
16 x 100	10	Oui	**012065**	1000	**NC -**	**012067B**	8 x 88	**NC -**	**012066**	750	**NC -**
16 x 120	16	Non	**012068**	750	**NC -**	-	-	-	-	-	-
16 x 120	16	Oui	**012069**	750	**NC -**	**012071B**	8 x 88	**NC -**	**012070**	500	**NC -**
16 x 150	19	Non	**012072**	625	**NC -**	-	-	-	-	-	-
16 x 150	19	Oui	**012073**	625	**NC -**	**012075B**	8 x 88	**NC -**	**012045**	500	**NC -**


012067B



CONSOMMABLES USAGE UNIQUE

Tubes à usage unique pour RIA, bactériologie, coagulation

- Pour RIA, bactériologie, coagulation
- Les tubes en polypropylène sont autoclavables à 120 °C et centrifugeables à 3000 g
- Les tubes en polystyrène transparents supportent des centrifugations de 1400 g
- Les tubes 039384 sont en polypropylène à faible rétention de surface, permettant une récupération maximale de l'échantillon
- Les tubes emballés par 125 se présentent en barquette avec tous les tubes orientés dans le même sens





			Tubes en polystyrène				Tubes en polypropylène			
Dimensions (mm)	Volume	Coloris	Réf.	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton
12 x 75	5 ml	Naturel	**039426**	1000	1000	**NC -**	**039433**	1000	1000	**NC -**
12 x 75	5 ml	Bleu	**039427**	1000	1000	**NC -**	**039434**	1000	1000	**NC -**
12 x 75	5 ml	Vert	**039428**	1000	1000	**NC -**	**039435**	1000	1000	**NC -**
12 x 75	5 ml	Orange	**039429**	1000	1000	**NC -**	**039436**	1000	1000	**NC -**
12 x 75	5 ml	Jaune	**039430**	1000	1000	**NC -**	**039442**	1000	1000	**NC -**
12 x 75	5 ml	Naturel	**039431**	125	1000	**NC -**	**039382**	125	1000	**NC -**
12 x 75	5 ml cap double position	Naturel	**039432**	1000	1000	**NC -**	**039383**	1000	1000	**NC -**
12 x 75	5 ml faible tension surface	Naturel	**-**	-	-	**-**	**039384**	1000	1000	**NC -**
13 x 100	8 ml	Naturel	**039385**	1000	1000	**NC -**	**039386**	1000	1000	**NC -**
17 x 100	14 ml	Naturel	**039443**	1000	1000	**NC -**	**039445**	1000	1000	**NC -**

Bouchons en polyéthylène pour tubes 12 x 75 mm

Naturel	Bleu	Vert	Rouge	Blanc	Jaune	Unités/ carton	€/ carton
039970	**039971**	**039972**	**039973**	**039974**	**039975**	4000	**NC -**

Tubes pour cytométrie en flux

- En polystyrène
- Compatibles avec FACS BD
- Volume : 5 ml
- Dimensions : 12 x 75 mm
- Disponibles avec bouchon standard double position ou bouchon à filtre nylon 35 µm

DNase RNase — Pyro-gènes

Réf.	Bouchon	Stérile	Unité d'emballage	Unités/ carton	€/ carton
062977	A filtre	Oui	Sachet de 25	500	**NC -**
062978	Standard		Sachet de 25	500	**NC -**
062979	Sans		Plateau de 250	100	**NC -**
062981	Sans		Vrac	4000	**NC -**


062980


062977

Bouchons seuls

Réf.	Désignation	Stérile	Unité d'emballage	Unités/ carton	€/ carton
062980	Bouchon standard double position	Non	Sachet de 125	1000	**NC -**
062985	Bouchon à filtre	Oui	Sachet de 25	500	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W