
Barrettes de fermeture



Réf.	Longueur (mm)	Volume (ml)	Unités/ carton	€/ carton
150332	130 (clip blanc) / 160 (clip vert)	80 / 100	50	NC -
140827	195 (clip blanc) / 225 (clip vert)	400	50	NC -
150312	395 (clip blanc) / 450 (clip vert)	3500	50	NC -
688238	230 (clip bleu) / 197 (clip blanc)	80 / 400	1000	NC -
688238A	230 (clip bleu) / 197 (clip blanc)	80 / 400	200	NC -

Barrettes de fermeture



- Angles arrondis
- Compatibles avec tous les portoirs
- Etanchéité totale
- Pas de remontée par capillarité
- Stérilisables, lavables
- 2 modèles : pour sac 100/400 ml et sac de 3500 ml



Réf.	Désignation	Cond.	€
633306B	Pour sac stomacher 80/100 - 400 ml	50	NC -
633307	Pour sac stomacher 3500 ml	50	NC -

Barrettes et pinces de fermeture

- Réutilisables
- Détectables par détecteur de métaux et rayons X
- Faites en polymères résistant aux chocs
- Agréées contact alimentaire

Réf.	Longueur (mm)	Conditionnement	€
449675	80	10	NC -
449671	100	1	NC -
449672	150	1	NC -
449673	150	1	NC -
449674	320	1	NC -



Béchers empilables AZLON

- Autoclavables
- En polypropylène
- Empilables : gain de place lors du rangement
- Gradués et imprimés bleu

Réf.	Volume (ml)	Graduation (ml)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€/ carton
232758	50	10	50,5	61	10	NC -
761763	100	20	61,5	73	10	NC -
761764	250	50	80,5	96	10	NC -
232759	500	50	102,5	121	10	NC -
232751	1000	100	120	148	5	NC -



Béchers en polypropylène clair, gradués, avec bec verseur AZLON

- Béchers en polypropylène translucide à graduations bleues sérigraphiées
- Autoclavables à 121 °C
- Excellente résistance chimique

Réf.	Volume (ml)	Graduations (ml)	ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	€/ carton
090040	25	2	35	42	40	1	NC -
090041	50	5	39	51	51	1	NC -
090042	100	10	48	62	62	1	NC -
090043	250	25	65	82	82	1	NC -
090044	500	50	84	93	101	1	NC -
090045	1000	100	99	127	126	1	NC -
090046	2000	200	125	158	160	1	NC -



Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W