## Bonbonnes carrées en polypropylène autoclavable




Bonbonnes en polypropylène avec ou sans robinet, à capuchon à vis étanche.

| Volume (l) | Base x hauteur (mm) | Col (mm) | Sans robinet Réf. | Sans robinet € | Avec robinet Réf. | Avec robinet € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 220 x 270 | GL 45 | **090848** | **NC -** | **090849** | **NC -** |
| 10 | 280 x 360 | 83B | **090808** | **NC -** | **090850** | **NC -** |
| 20 | 350 x 420 | 83B | **090809** | **NC -** | **090851** | **NC -** |

## Bonbonnes en HDPE hexagonales, rondes AZLON




- En HDPE, non autoclavables
- Avec ou sans robinet
- Hexagonales, rondes
- Poignée de transport
- Col étroit, bouchon noir
- Bonne résistance aux produits chimiques

| Vol. (l) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Col (mm) | Poignée | Sans robinet Réf. | Sans robinet € | Avec robinet Réf. | Avec robinet € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme hexagonale | | | | | | | | |
| 5 | 160 | 340 | 49 | 1 | **090080** | **NC -** | **090084** | **NC -** |
| 10 | 220 | 370 | 49 | 1 | **090081** | **NC -** | **090085** | **NC -** |
| Forme ronde | | | | | | | | |
| 25 | 280 | 600 | 64 | 2 | **090082** | **NC -** | **090086** | **NC -** |
| 50 | 340 | 720 | 64 | 2 | **090083** | **NC -** | **090087** | **NC -** |

### Robinets de rechange

| Réf. | Forme bonbonnes | Réf. bonbonnes | € |
|---|---|---|---|
| **001484** | Hexagonale | 090084 et 090085 | **NC -** |
| **001767** | Ronde | 090086 et 090087 | **NC -** |

0+ NEW



## Bonbonne avec robinet AZLON USP classe VI




- En HDPE conforme norme USP classe VI
- Agréée FDA
- Sans BPA
- Avec robinet étanche et robuste en résine PP
- Légère, durable et résistante aux chocs
- Forme carrée
- Poignée ergonomique
- Graduation moulée

| Volume (l) | 5 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|
| GL | 45 | 83 | 83 |
| Longueur (mm) | 220 | 280 | 350 |
| Hauteur (mm) | 270 | 360 | 420 |
| Réf. | **991699** | **991701** | **991703** |
| € | **NC -** | **NC -** | **NC -** |