
Bouchons de couleur GL45 et bagues de couleur



Bouchons de couleur

Bouchons 45 mm (col GL45) pour flacons ISO en polypropylène de couleur.

Réf.	Désignation	Coloris	€ les 10
046101	Bouchon 45 mm	Jaune	**NC -**
046102	Bouchon 45 mm	Vert	**NC -**
046103	Bouchon 45 mm	Rouge	**NC -**
046104	Bouchon 45 mm	Bleu	**NC -**

Bagues de couleur


Bagues anti-gouttes en polypropylène de couleur pour flacons ISO col 45 mm.

Réf.	Désignation	Coloris	€ les 10
046108	Bague 45 mm	Jaune	**NC -**
046109	Bague 45 mm	Vert	**NC -**
046110	Bague 45 mm	Rouge	**NC -**
046756	Bague 45 mm	Bleu	**NC -**

Bouchon rouge en mélamine

Réf.	Désignation	Coloris	€ les 10
090310R	Bouchon 45 mm (accepte 200 °C)	Rouge	**NC -**

Capuchons ISO à ouverture centrale



- En PBT (téréphtalate de polybutylène) avec ouverture centrale
- Pour le passage d'une électrode ou le prélèvement à travers un septum
- Conçus pour les flacons en verre de type ISO

Capuchons seuls

Réf.	GL	Diamètre trou (mm)	Unités/ carton	€/ carton
046656	18	11	10	**NC -**
046431	25	15	10	**NC -**
046432	32	20	10	**NC -**
046685	45*	34	10	**NC -**

* Version crénelée.

Septum ISO seul

Septum en caoutchouc silicone ou en silicone recouvert de PTFE pour les bouchons ISO à ouverture.

			Silicone			Silicone recouvert PTFE		
GL	ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
18	16	2	**046657**	10	**NC -**	-	-	-
25	22	2	**046434**	10	**NC -**	**046437**	10	**NC -**
32	29	2	**046435**	10	**NC -**	**046438**	10	**NC -**
45	42	3	**046436**	10	**NC -**	-	-	-

Septums pour bouchon GL45 et GL25 à ouverture centrale DURAN®



- Adaptés aux bouchons GL45 à ouverture centrale 34 mm et GL25 à ouverture centrale 15 mm
- Perçage facile du septum avec une seringue

Septum Bromobutyl

- Faiblement perméable à la majorité des gaz, air, humidité
- Adapté à la conservation des produits sensibles à l'oxygène, cultures anaérobies
- En élastomère bromobutyl de haute qualité
- Température d'utilisation : -50 à +121 °C
- Autoclavable à 121 °C 20 minutes

Septum silicone-PTFE

- En silicone revêtu PTFE, souple pour pénétration aisée de l'aiguille et étanchéité après perçage
- Haute résistance chimique
- Etanchéité aux liquides
- Température d'utilisation : -50 à +180 °C
- Autoclavable à 121 °C 15 minutes
- Stérilisation chaleur sèche jusqu'à 180 °C

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
096035	Septum bromobutyl prépercé pour bouchon GL45 à ouverture centrale	10	**NC -**
096036	Septum silicone PTFE à percer pour bouchon GL45 à ouverture centrale	10	**NC -**
096358	Septum bromobutyl prépercé pour bouchon GL25 à ouverture centrale	10	**NC -**
090367	Bouchon GL45 en PBT rouge, ouverture centrale 34 mm	10	**NC -**
096359	Bouchon GL25 en PBT rouge, ouverture centrale 15 mm	10	**NC -**