Classeurs de rangement en plastique pour 20 lames

- Capacité 20 lames 26 x 76 mm
- Plateau numéroté et double rabat en plastique transparent permettant une visualisation et une identification des lames sans ouverture
- Choix de 5 coloris
- Conception facilitant la prise en main des lames
- L x h x ép. : 192 x 292 x 11 mm

Coloris	Bleu	Vert	Gris	Jaune	Blanc	Panachés	€ les 10
Réf.	039740	039741	039742	039744	039904	039745	NC -



Plateaux en carton pour lames de microscopie

- En carton épais, couvercle rabattable en carton
- Pour le rangement ou l'envoi de lames de microscopie 76 x 26 mm
- Pour 1 à 20 lames

Réf.	Pour	€
065200	1 lame	NC -
065201	2 lames	NC -
065202	3 lames	NC -
065203	5 lames	NC -
049803	6 lames	NC -
065204	10 lames	NC -
065205	20 lames	NC -
952580	20 lames (plateau sans couverture rabattable)	NC -



Tiroirs de stockage modulables pour lames de microscopie

- En acier avec revêtement epoxy
- Pour 5000 lames 25 x 75 mm maximum
- Diviseurs en plastique dans chaque tiroirs, amovibles pour adapter des lames largeur 50 mm
- Jusqu'à 10 blocs tiroirs empilables

Type de module	Bloc tiroirs	Base fixe	Base à roulettes
Dimensions (l x p x h) (mm)	400 x 483 x 127	400 x 476 x 70	406 x 493 x 112
Poids (kg)	9,1	1,8	6,8
Réf.	215126	215127	215174
€	NC -	NC -	NC -



NEW

2 ANS GARANTIE

Accessoires


Réf.	Désignation	€
215128	Tiroirs de remplacement pour bloc tiroirs	NC -
215175	Kit 12 éponges pour bloc tiroirs	NC -



Tiroirs de stockage modulables pour lames ou cassettes

- En métal peint
- Modulables pour accueillir cassettes et lames dans le même meuble
- Modules à 14 tiroirs coulissants
- Modules ouverts sur le dessus, à compléter pour un couvercle supérieur

Type de module	Bloc tiroir pour lames	Bloc tiroir pour cassettes	Couvercle supérieur	Base fixe	Base à roulettes
Capacité	5600 lames	910 cassettes	-	-	-
Dimensions (l x p x h) (mm)	485 x 480 x 91	485 x 480 x 146	485 x 480 x 26	485 x 480 x 76	485 x 480 x 146
Poids (kg)	9,56	12,5	2,18	1,59	9,24
Réf.	919787	919788	919791	919792	919793
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



NEW

CONSOMMABLES RÉUTILISABLES

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W