

Pinces d'alliage polymérique



327007



327008

- Sans silicone et amine
- Résistantes aux acides
- Non magnétiques
- Antibactériennes
- Résistantes jusqu'à +175 °C

Réf.	L x l (mm)	Largeur pointe (mm)	Epaisseur pointe (mm)	€
327007	121,5 x 9,5	0,6 ± 0,1	0,4 ± 0,1	**NC -**
327008	119,7 x 9,1	1,9 ± 0,1	0,3 ± 0,1	**NC -**

Pinces Brucelles haute qualité en acier inox



076522



076114



076126

- Très grande résistance
- Acier inoxydable antimagnétique
- Finition remarquable avec polissage
- Nombreuses déclinaisons : bout arrondi ou pointu, droit ou courbe, avec ou sans broche de guidage

	Bouts arrondis droits		Bouts arrondis droits coatées Téflon		Bouts pointus droits		Bouts pointus courbes		Bouts extra-pointus droits		Bouts pointus droits		Bouts pointus courbes	
Broche guidage	Non		Non		Non		Non		Non		Oui		Oui	
Longueur (mm)	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**
105	**076100**	**NC -**	-	-	**076108**	**NC -**	**076114**	**NC -**	-	-	**076122**	**NC -**	**076126**	**NC -**
115	**076101**	**NC -**	**076522**	**NC -**	**076109**	**NC -**	**076115**	**NC -**	**076120**	**NC -**	**076123**	**NC -**	**076127**	**NC -**
130	**076102**	**NC -**	**076523**	**NC -**	**076110**	**NC -**	**076116**	**NC -**	**076121**	**NC -**	**076124**	**NC -**	**076128**	**NC -**
145	**076103**	**NC -**	**076524**	**NC -**	**076111**	**NC -**	**076117**	**NC -**	-	-	**076125**	**NC -**	**076129**	**NC -**
160	**076104**	**NC -**	-	-	**076112**	**NC -**	**076118**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
200	**076105**	**NC -**	-	-	**076113**	**NC -**	**076119**	**NC -**	-	-	-	-	-	-
250	**076106**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	**076107**	**NC -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pinces en acier inox bouts pointus ou arrondis





Bouts pointus

	Standard		Coatés PTFE		Machoires lisses coatés PTFE	
Broche de guidage	Oui		Oui		Non	
Longueur (mm)	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**
115	**442113**	**NC -**	**442116**	**NC -**	**442258**	**NC -**
130	**442114**	**NC -**	**442117**	**NC -**	**442259**	**NC -**
160	**442115**	**NC -**	**442254**	**NC -**	**442260**	**NC -**

Bouts arrondis

	Standard		Coatés PTFE		Machoires lisses coatés PTFE	
Broche de guidage	Oui		Oui		Non	
Longueur (mm)	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**	**Réf.**	**€**
115	**442255**	**NC -**	**442123**	**NC -**	**442261**	**NC -**
130	**442256**	**NC -**	**442124**	**NC -**	**442262**	**NC -**
160	**442121**	**NC -**	**442257**	**NC -**	**442263**	**NC -**
300	**442122**	**NC -**	-	-	-	-