Conteneur HDPE alimentaire 50 l

- Conteneur en HDPE blanc
- Agréé contact alimentaire
- Emboîtable
- Grande résistance : stockage, préparation, transport
- Fond renforcé avec zone d'usure
- Utilisation : -40 °C à +90 °C
- Volume : 50 l



Réf.	Désignation	Poids (kg)	€
212065	Conteneur 50 l	3	NC -
212066	Couvercle pour conteneur	0,7	NC -

Seaux en LDPE



- Blancs, anse acier recouverte de plastique, sauf 063222 gris, anse inox
- Parois épaisses
- Longue durée de vie

Réf.	Capacité (l)	Bec verseur	Fond (mm)	Ouverture (mm)	Hauteur (mm)	€
063221	10	Non	212	253	279	NC -
063222	10	Non	212	253	279	NC -
063223	10	Oui	193	280	300	NC -
063224	15	Oui	235	316	335	NC -

Seaux en LDPE

- En polyéthylène
- Avec bec verseur
- Gradués

Réf.	Capacité (l)	ø x h (mm)	€
391051	9	280 x 250	NC -
391052	12	300 x 280	NC -
391053	17	340 x 310	NC -



Seaux standard, grands volumes et rectangulaires

- Seaux grands volumes
- En polypropylène
- Couvercle coiffant étanche (à commander séparément)



Réf.	Vol. (l)	Dimensions (mm) ø haut x ø bas x H	Anse	Unités/ carton	€/ carton	Couvercle*	€
Seaux standard							
320012A	2,8	198 x 172 x 140	Matière synth.	1	NC -	Inclus	-
320013A	5	224 x 192 x 190,50	Métal	1	NC -	Inclus	-
320014A	11	292 x 255 x 225	Métal	1	NC -	Inclus	-
Seaux grand volume : seaux seuls						Couvercles seuls	
320015A	20,7	323 x 266 x 360	Synth./métal	1	NC -	320022A	NC -
320016A	26,5	376 x 303 x 350	Poignées coquille	1	NC -	320909	NC -
320017A	32,8	376 x 305 x 420	Poignées coquille	1	NC -	320909	NC -

Seaux rectangulaires : seaux seuls								Couvercles seuls		
Réf.	Vol. (l)	Dim. ext. haut (mm)	Dim. ext. bas (mm)	H (mm)	Anse	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€
-	10,9	277 x 241	244,5 x 209,5	22,5	Métal	-	-	320027A	50	NC -
320021A	13,1	277 x 241	244,5 x 206	265,2	Métal	50	NC -	320027A	50	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W