Système de filtration complet en verre borosilicaté Sartorius

SARTORIUS



147031

Membrane	Diamètre de 50 / 47 mm
Surface de filtration	12,5 cm²
Ø extérieur embout latéral	6 à 9 mm
Pression max.	Vide seulement
Compatibilité chimique	voir celle du verre et du PTFE
Vol. entonnoir / Vol. fiole	250 ml / 1 litre
Stérilisation	autoclavage (121 ou 134 °C) chaleur sèche (180 °C max.)
Réf.	147031
€	NC -

- Entièrement en verre
- A utiliser pour élimination des particules des solvants pour des déterminations analytiques
- Dispositif idéal pour l'ultranettoyage et le dégazage de solvants et de mélanges de solvants pour HPLC, GC et AA

Livré complet avec :

+ Fiole 1 litre en verre borosilicaté ;
+ Base et entonnoir en verre borosilicaté ;
+ Support-filtre : fritté en verre, incluant 1 anneau PTFE et 1 joint torique en Viton (45 x 3 mm) ;
+ 1 pince de serrage en aluminium anodisé.

Pièces détachées supplémentaires

Réf.	Désignation	€
6980119	Entonnoir 250 ml en verre borosilicaté	NC -
150453	Support-filtre en verre fritté	NC -
150454	Connecteur en PP avec joint en viton	NC -
150456	Base en verre borosilicaté	NC -
150457	Fiole 1 l en verre borosilicaté	NC -

Système de filtration tout en Pyrex

MERCK



- Pour membrane 47 mm
- Filtration sous vide de solutions aqueuses, organiques ou agressives

Livré complet avec entonnoir, grille support filtre, pince d'assemblage en aluminium anodisé, base et bouchon à tubulure latérale en Pyrex, fiole à vide 1 litre col rodé.

Réf.	Désignation	€
044107B	Unité de filtration avec grille support verre fritté	NC -

Pièces détachées

Réf.	Désignation	€
051374B	Entonnoir en verre	NC -
051373B	Base frittée	NC -
051692B	Base en verre avec grille inox	NC -
051753	Joint PTFE pour grille support - les 25	NC -
053818	Grille support filtre	NC -
051736B	Pince clamp	NC -

Système de filtration complet en verre borosilicaté Schott DURAN

DWK LIFE SCIENCES



Livré avec :

+ Fiole à vide 1000 ml, avec NS45/40
+ Embout NS 45/40 avec raccordement pour tuyau GL14
+ Plaque adaptatrice en PTFE
+ Plaque filtrante bord en verre Ø 50 mm
+ Plaque selon Büchner à fentes Ø 48 mm
+ Récipient collecteur avec graduations 250 ml
+ Pince aluminium éloxé
+ Olive en matière plastique, droit en PP avec joint en silicone GL14
+ Capuchon de fermeture à vis en PBT rouge GL14


Adaptateur PTFE filtration

Réf.	Désignation	€
090986	Appareil de filtration complet avec plaque adaptatrice PTFE et pince	NC -

Adaptateur

- Adaptateur en PTFE permettant de filtrer directement sur une bouteille de col GL45
- Connexion entre col rodé NS 45/40 et col à vis filetage GL45

Réf.	Désignation	€
084486	Adaptateur en PTFE DURAN pour filtration sur flacons GL45	NC -

Système de filtration complet en Pyrex Scilabware



001966
Système complet

Comprend 4 éléments :

+ Réservoir 300 ml ;
+ Base support avec disque fritté et connecteur à vide ;
+ Clip métallique de maintien ;
+ Fiole conique de 1000 ml adaptée pour une utilisation sous vide.

- En verre, entièrement autoclavable
- Adapté pour membrane Ø 47 mm
- Idéal pour microbiologie



Réf.	Désignation	€
001966	Système complet comprenant les 4 éléments	NC -

Pièces détachées supplémentaires

Réf.	Désignation	€
001967	Entonnoir gradué en verre 300 ml	NC -
001968	Base et connecteur à vide	NC -
001969	Fiole conique en verre 1000 ml	NC -
001970	Clip métallique de maintien	NC -