Papiers filtre quantitatifs Whatman™





Qualité standard, sans cendres

- Produits à partir de fibres de coton de haute qualité dans des salles à empoussièrement contrôlé
- Filtre de grande pureté pour une grande gamme d'application critiques
- 0,007 % de cendres maximum

Qualité renforcée, faible taux de cendres

- Traitement aux acides forts pour améliorer la résistance chimique et la résistance après mouillage
- Surface lisse et résistante pour la récupération des précipités
- 0,015 % de cendres maximum

Qualité renforcée, sans cendres

- Traitement à l'acide pour une meilleure résistance après mouillage en combinaison avec un très faible résidu de cendres
- Surface lisse et résistante pour une grande variété de manipulations
- 0,006 % de cendres maximum

Grade (plat)	Vitesse de filtration	Rétention (µm)	Epaisseur (µm)	Grammage (g/m²)
Filtres quantitatifs sans cendres (taux ‹ 0,007 %)				
40	Moyenne	8	210	95
41	Rapide	20-25	220	85
42	Lente	2,5	200	100
43	Moyenne à rapide	16	220	95
44	Lente à moyenne	3	180	80
Filtres quantitatifs durcis à faible teneur en cendre (taux ‹ 0,015 %)				
50	Lente	2,7	115	97
52	Moyenne	7	175	101
54	Très rapide	20-25	185	92
Filtres quantitatifs durcis sans cendre (taux ‹ 0,006 %)				
540	Moyenne	8	160	88
541	Rapide	20-25	155	82
542	Lente	2,7	150	93

		Grade 40		Grade 41		Grade 42		Grade 43		Grade 44	
Dimensions (mm)	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton
Ø 30	100	1440329	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 42,5	100	1440042	NC -	1441042	NC -	1442042	NC -	-	-	-	-
Ø 47	100	1440047	NC -	1441047	NC -	1442047	NC -	-	-	-	-
Ø 55	100	1440055	NC -	1441055	NC -	1442055	NC -	-	-	-	-
Ø 70	100	1440070	NC -	1441070	NC -	1442070	NC -	-	-	1444070	NC -
Ø 90	100	1440090	NC -	1441090	NC -	1442090	NC -	1443090	NC -	1444090	NC -
Ø 110	100	1440110	NC -	1441110	NC -	1442110	NC -	1443110	NC -	1444110	NC -
Ø 125	100	1440125	NC -	1441125	NC -	1442125	NC -	1443125	NC -	1444125	NC -
Ø 150	100	1440150	NC -	1441150	NC -	1442150	NC -	1443150	NC -	1444150	NC -
Ø 185	100	1440185	NC -	1441185	NC -	1442185	NC -	1443185	NC -	1444185	NC -
Ø 240	100	1440240	NC -	1441240	NC -	1442240	NC -	-	-	-	-
Ø 320	100	-	-	1441320	NC -	1442320	NC -	-	-	-	-
8"x 10"	100	-	-	1441866	NC -	-	-	-	-	-	-
460 x 570	100	1440917	NC -	1441917	NC -	-	-	-	-	-	-

Quantitatifs, renforcés faible teneur en cendres ou sans cendres

		Renforcé faible teneur en cendres						Renforcé sans cendres					
		Grade 50		Grade 52		Grade 54		Grade 540		Grade 541		Grade 542	
Dimensions (mm)	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton
Ø 24	100	-	-	-	-	-	-	1540324	NC -	-	-	-	-
Ø 42,5	100	1450042	NC -	-	-	-	-	1540042	NC -	1541042	NC -	-	-
Ø 47	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1541047	NC -	-	-
Ø 55	100	1450055	NC -	-	-	1454055	NC -	1540055	NC -	1541055	NC -	1542055	NC -
Ø 70	100	1450070	NC -	-	-	1454070	NC -	-	-	1541070	NC -	1542070	NC -
Ø 90	100	1450090	NC -	1452090	NC -	1454090	NC -	1540090	NC -	1541090	NC -	1542090	NC -
Ø 110	100	1450110	NC -	1452110	NC -	1454110	NC -	1540110	NC -	1541110	NC -	1542110	NC -
Ø 125	100	1450125	NC -	1452125	NC -	1454125	NC -	1540125	NC -	1541125	NC -	1542125	NC -
Ø 150	100	1450150	NC -	1452150	NC -	1454150	NC -	1540150	NC -	1541150	NC -	1542150	NC -
Ø 185	100	1450185	NC -	-	-	1454185	NC -	1540185	NC -	1541185	NC -	1542185	NC -
Ø 240	100	1450240	NC -	1452240	NC -	1454240	NC -	1540240	NC -	1541240	NC -	1542240	NC -
Ø 320	100	1450320	NC -	-	-	1454320	NC -	-	-	1541320	NC -	-	-
500	100	-	-	-	-	1454500	NC -	-	-	-	-	-	-
Nettoyage de surface	100	1450993	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460 x 570	100	-	-	-	-	1454917	NC -	-	-	1541917	NC -	-	-

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W