Papiers fibre de verre prêts à l'emploi pour MES

Whatman



- Ensemble papier filtre, coupelle aluminium en version prêt à l'emploi conforme à la norme EN872 ou méthode 2540D
- Version GF/C RTU : lavé, séché et pesé
- Version GF/C RTU économique : lavé et séché
- Pratique : membranes prélavées, pré-pesées, prêtes à l'emploi dans des coupelles
- Gain de temps : rationalisation de la méthode par des suppressions des étapes de préparation de la membrane
- Efficace : rétention de particules fines à débits élevés
- Haute capacité de chargement : capable de traiter les échantillons les plus troubles



Méthode avec filtre en fibre de verre



Méthode avec GF/C RTU OU 934-AH RTU

Méthode		GF/C RTU Norme EN 872		GF/C RTU Norme EN 872 Écomonique		934-AH RTU Méthode 2540 C et D		934-AH	
Diamètre (mm)	Conditionnement	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton
47	100	**037338**	**NC -**	**800388**	**NC -**	**9907-047**	**NC -**	**036422**	**NC -**
55	100	**490987**	**NC -**	**-**	**-**	**490987**	**NC -**	**036423**	**NC -**
70	100	**800391**	**NC -**	**800389**	**NC -**	**9907-070**	**NC -**	**-**	**-**
90	100	**037337**	**NC -**	**800390**	**NC -**	**490988**	**NC -**	**036425**	**NC -**

Papiers fibre de verre sans liant

ClearLine



- 100 % de verre borosilicaté sans liant
- Pour la microfiltration de l'air, des gaz et des liquides
- Résistants à la chaleur jusqu'à 500 °C
- Compatibles avec la majorité des réactifs chimiques

Grade	Gamme de rétention (µm)	Grammage (g/m²) DIN 53104	Vitesse de filtration (sec) DIN 53137	Epaisseur (mm)
FV25	0,7	75	310	0,45
FV22	1	143	200	0,70
FV23	1,2	52	100	0,26
FV21	1,6	52	60	0,26
FV24	2,7	120	30	0,53

Grade	FV25			FV22			FV23			FV21			FV24		
Ø (mm)	Réf. Seuil 0,7 µm	Unités/ carton	€/ carton	Réf. Seuil 1 µm	Unités/ carton	€/ carton	Réf. Seuil 1,2 µm	Unités/ carton	€/ carton	Réf. Seuil 1,6 µm	Unités/ carton	€/ carton	Réf. Seuil 2,7 µm	Unités/ carton	€/ carton
21	**257850**	100	**NC -**	**-**	-	**-**	**257827**	100	**NC -**	**257802**	100	**NC -**	**257839**	50	**NC -**
24	**257851**	100	**NC -**	**257814**	50	**NC -**	**257828**	100	**NC -**	**257803**	100	**NC -**	**257840**	50	**NC -**
25	**257852**	100	**NC -**	**257816**	100	**NC -**	**257829**	100	**NC -**	**257804**	100	**NC -**	**257841**	50	**NC -**
37	**257853**	100	**NC -**	**257817**	50	**NC -**	**257830**	100	**NC -**	**257805**	100	**NC -**	**-**	-	**-**
42,5	**257854**	100	**NC -**	**257818**	50	**NC -**	**257831**	100	**NC -**	**257806**	100	**NC -**	**257842**	50	**NC -**
47	**257855**	100	**NC -**	**257820**	100	**NC -**	**257832**	100	**NC -**	**257807**	100	**NC -**	**257843**	50	**NC -**
55	**257856**	100	**NC -**	**257821**	50	**NC -**	**257833**	100	**NC -**	**257808**	100	**NC -**	**257844**	50	**NC -**
70	**257857**	100	**NC -**	**257822**	50	**NC -**	**257834**	100	**NC -**	**257809**	100	**NC -**	**257845**	50	**NC -**
90	**257858**	100	**NC -**	**257823**	50	**NC -**	**257835**	100	**NC -**	**257810**	100	**NC -**	**257846**	50	**NC -**
110	**257859**	100	**NC -**	**257824**	25	**NC -**	**257836**	100	**NC -**	**257811**	100	**NC -**	**257847**	25	**NC -**
125	**257860**	50	**NC -**	**257825**	25	**NC -**	**257837**	100	**NC -**	**257812**	100	**NC -**	**257848**	25	**NC -**
150	**257861**	50	**NC -**	**257826**	25	**NC -**	**257838**	100	**NC -**	**257813**	100	**NC -**	**257849**	25	**NC -**

Papiers fibre de verre avec liant

ClearLine

Grade	Gamme de rétention (µm)	Grammage (g/m²) DIN 53104	Epaisseur (mm)
FV27	/	73	0,4
FV29	0,6	73	0,35

- Avec liant de type résine
- Grade FV29 : hydrophile pour analyse des liquides
- Grade FV27 : hydrophobe pour analyse de l'air
- Résistants à la chaleur jusqu'à 180 °C

Grade	FV27			FV29		
Ø (mm)	Réf. Seuil 0,7 µm	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
47	**257874**	50	**NC -**	**257883**	50	**NC -**
55	**257875**	50	**NC -**	**257884**	50	**NC -**
70	**257876**	50	**NC -**	**257885**	50	**NC -**
90	**257877**	50	**NC -**	**257886**	50	**NC -**
110	**257879**	50	**NC -**	**257888**	50	**NC -**
125	**257880**	50	**NC -**	**257889**	50	**NC -**
150	**257881**	50	**NC -**	**257890**	50	**NC -**