Filtres membrane stériles en esters de cellulose Whatman™

Whatman

Membranes STL pour utilisation avec distributeur

Ø (mm)	Couleur Membrane	Couleur Quadrillage	Seuil de filtration (µm)	Réf.	Type	Unités/ boîte	€/ boîte
47	Blanche	Noir	0,2	10408712	ME 24/21 STL	4 x 100	NC -
			0,45	10407312	ME 25/21 STL		NC -
	Noire	Blanc		10407332	ME 25/31 STL		NC -
	Verte	Noir		10407370	ME 25/41 STL		NC -
50	Blanche		0,2	10408714	ME 24/21 STL		NC -
			0,45	10407324	ME 25/20 STL		NC -
				10407314	ME 25/21 STL		NC -
		Blanc		10407334	ME 25/31 STL		NC -
	Verte	Noir		10407372	ME 25/41 STL		NC -

- Pour contrôles microbiologiques
- Emballage individuel en bandes, format STL, compatible avec les distributeurs Merck Millipore et Sartorius
- Différents quadrillages et couleurs
- Stérilisés à l'oxyde d'éthylène
- Esters mixtes de cellulose
- Epaisseur : 135 µm

Fabriqué en Europe

Stérile





Membranes emballage individuel stérile ester de cellulose Whatman

- Membranes blanches avec quadrillage noir
- Récupération *E.Coli* supérieure à 90 %

Réf.	Ø (mm)	Seuil (µm)	Unités/ carton	€/ carton
036995	47	0,45	100	NC -

+ d'infos Dutscher.com

Distributeur de membranes Sentino

PALL

- Chargement et déchargement aisés de la recharge à tout moment de l'utilisation
- Pas de blocage : des plaques de guidage facilitent le chargement et maintiennent la bande de recharge dans l'alignement pendant l'utilisation afin d'éviter le blocage de l'instrument
- Clavier à effleurement : distribution de manière aseptique d'une membrane en appuyant sur un bouton
- Conçu pour contenir 200 membranes : permet de gagner du temps en éliminant les interruptions pour recharger le distributeur
- Conception compacte : libération de l'espace précieux sur la paillasse et permet d'organiser l'espace de travail de manière flexible pour une efficacité et un flux de travail optimaux
- Pack de recharge miniaturisé : sa taille permet de minimiser l'espace de stockage, ce qui réduit les déchets de matériaux d'emballage
- Portable : branché sur une source d'alimentation principale ou rechargeant la batterie pour une utilisation en tout lieu. Des voyants lumineux vous informent lorsque la charge de la batterie est faible

Réf.	Désignation	€
278366	Distributeur de membranes SENTINO	NC -






Accessoires


Réf.	Désignation	Cond.	€
278521	Membrane Supor 0,2 µm blanche quadrillée noire Ø 47 mm	1000	NC -
278522	Membrane Metricel 0,45 µm noire quadrillée noire Ø 47 mm	1000	NC -
278846	Membrane ME25 0,45 µm blanche quadrillée noire Ø 47 mm	1000	NC -
278172	Pinces brucelles multi couleur	3	NC -

Filtres membrane Sartorius

SARTORIUS

- Membranes hydrophiles en esters de nitrate de cellulose ou en acétate de cellulose
- Stériles en emballage unitaire ou non stériles
- Epaisseur : 120 - 130 µm





Membranes Ø 13 mm

Réf.	Porosité (µm)	Membrane	Présentation	Unités/ boîte	€/ boîte
146565	0,45	NC	Blanc	100	NC -
146599	0,2	AC	Blanc	100	NC -
146595	0,45	AC	Blanc	100	NC -

Membranes Ø 25 mm

Réf.	Porosité (µm)	Membrane	Présentation	Unités/ boîte	€/ boîte
146574	0,2	NC	Blanc quadrillé noir	100	NC -
146566	0,45	NC	Blanc	100	NC -
146569	0,45	NC	Blanc quadrillé noir	100	NC -
146577	0,45	NC	Noir quadrillé blanc	100	NC -
146581	0,45	NC	Bord hydrophobe quadrillé noir	100	NC -
146600	0,2	AC	Blanc	100	NC -
146596	0,45	AC	Blanc	100	NC -

Membranes Ø 47 mm (NC)

Standard	Porosité (µm)	Non stériles Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Stériles Réf.	Unités/ carton	€/ carton
Blanc	0,45	146568	100	NC -	146567	100	NC -
Blanc quadrillé vert	0,45	146592	100	NC -	146590	100	NC -
	0,45	-	-	-	146591	1000	NC -
Blanc quadrillé noir	0,2	-	-	-	146575	100	NC -
	0,2	-	-	-	146576	1000	NC -
	0,45	146572	100	NC -	146571A	100	NC -
	0,45	-	-	-	146571	1000	NC -
Noir quadrillé blanc	0,45	146580	100	NC -	146578	100	NC -
	0,45	-	-	-	146579	1000	NC -
Vert quadrillé vert foncé	0,45	146589	1000	NC -	146587	100	NC -
	0,45	-	-	-	146588	1000	NC -

Bord hydrophobe	Porosité (µm)	Non stériles Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Stériles Réf.	Unités/ carton	€/ carton
Blanc quadrillé noir	0,45	146584	100	NC -	146582	100	NC -
Blanc quadrillé noir bord 6 mm	0,45	146583	100	NC -	-	-	-

Membranes Ø 47 mm (AC)

Standard	Porosité (µm)	Non stériles Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Stériles Réf.	Unités/ carton	€/ carton
Blanc	0,2	146602	100	NC -	146601	100	NC -
	0,45	146598	100	NC -	146597	100	NC -

Bord hydrophobe	Porosité (µm)	Non stériles Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Stériles Réf.	Unités/ carton	€/ carton
Blanc quadrillé noir	0,2	146607	100	NC -	146606	100	NC -
	0,45	146605	100	NC -	146603	100	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W