Pipeteur ClearLine®



- Pour pipettes en plastique et en verre de 0,5 à 100 ml
- Léger, design ergonomique
- Vitesses d'aspiration et de distribution réglables
- Nez autoclavable à 121 °C

Livré avec :

+ socle de charge ;
+ filtre en PTFE 0,2 µm ;
+ Batterie Ni-MH AA 1300 mAh 2,4V ;
+ support mural.

Réf.	Désignation	€
060863	Pipeteur ClearLine®	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
060873	Nez de remplacement	NC -
060874	Embout silicone porte pipette	NC -
257151	Filtre hydrophobe PTFE 0,2 µm (les 5)	NC -
060877	Joint connecteur	NC -
060878	Station de charge	NC -

Pipeteur Controller Falcon®



- Pipeteur motorisé léger et ergonomique
- Compatible avec les pipettes sérologiques en verre ou en plastique de 0,5 à 100 ml
- Écran LCD pour visualiser la vitesse, le mode et l'état de la batterie
- Jusqu'à 6 h d'autonomie en usage continu
- Accessoires inclus : chargeur, filtre PTFE 0,2 µm et support mural, support de charge 2 positions est fourni uniquement avec le pipeteur référence 840482

Réf.	Désignation	€
357804	Pipeteur Controler Falcon®	NC -
357801	Pipeteur Controler Falcon® avec support de charge	NC -

Filtres de rechange

Réf.	Désignation	€
357472	Filtre PTFE hydrophobe 0,2 µm	NC -
357473	Filtre PTFE hydrophobe 0,45 µm	NC -

Pipeteur Stripettor Pro Corning



Réf. 0004998 - support de charge 3 positions



- Ergonomique et légère
- Compatible avec les pipettes en plastique et en verre de 0,5 à 100 ml
- Vitesses de distribution et d'aspiration réglables
- Ecran LCD affichant l'état de la batterie et le choix de la vitesse
- Livré avec un filtre 0,2 µm, 3 nez, portoir mural, chargeur et support de charge 3 positions

Réf.	Désignation	€
004999B	Pipeteur Stripettor Ultra Corning	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
004991	Filtre hydrophobe PTFE 0,2 µm (les 5)	NC -
004992	Filtre hydrophobe PTFE 0,45 µm (les 5)	NC -
004993	Cône de fixation en silicone	NC -
004997	Jeu d'embouts colorés (orange, jaune, vert, rouge)	NC -
0004998	Support de charge 3 positions	NC -