Pipeteurs Pipetus

HIRSCHMANN





- Design ergonomique
- Adaptés aux pipettes graduées, jaugées et pipettes Pasteur de 0,1 à 200 ml
- Refoulement par gravité (fonction EX) ou par souflage (fonction BlowOut)
- Silencieux, génèrent peu de vibrations
- Autonomie : une semaine de pipetage
- Affichage LED colorées indiquant les réglages
- Autoclavables (sans joint PTFE)
- Livrés avec chargeur, support mural et filtre membrane PTFE 0,2 µm
- 2 modèles : Pipetus Akku (5 vitesses de pipetage) et Pipetus Reddot (2 vitesses de pipetage)

Réf.	Désignation	€
500975	Pipetus Reddot	NC -
090546	Pipetus Akku avec socle de charge	NC -
500979	Set de 5 filtres avec assemblage unilatéral	NC -

Pipetboy Acu 2

INTEGRA



- Pour toutes pipettes de 1 à 100 ml
- Coloris variés
- Variateur pour réglage en fonction de la viscosité du liquide pipeté
- Livrés avec un support mural et un adaptateur secteur
- Avec batterie lithium polymère assurant un fonctionnement de 6 heures
- Affichage de l'état de la batterie
- Poids : 195 g
- Garantie 1 an, extension de 2 ans possible, à activer selon conditions sur le site www.pipetboy.com

Coloris	Gris	Vert	Rouge	Bleu	Cristal	Violet	€
Réf.	060204	060200	060201	060202	060203	060211	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
004916B	Chargeur	1	NC -
155066	Accumulateur li-ion polymer pour Pipetboy acu 2	1	NC -
155223B	Filtre stérile 0,45 µm	1	NC -
004923A	Filtre non stérile 0,45 µm	1	NC -
004911	Embout en silicone	1	NC -
155025	Stéri-module complet pour Pipetboy Acu standard et cristal	1	NC -

Pipeteur Easypet 3 Eppendorf

eppendorf



- Très léger, bien équilibré : prise en main confortable, sans fatigue
- Moteur ultra-puissant, efficace même avec les pipettes de 100 ml
- Vitesses ajustables du bout des doigts, avec une excellente sensibilité pour un travail rapide et sûr
- Autonomie de travail de 6 h
- Indicateur de charge lumineux, possibilité de travailler pendant la charge
- Livré complet avec chargeur, support mural, support amovible (pour le poser sur la paillasse en toute sécurité), et 2 filtres stériles 0,45 µm

Réf.	Désignation	€
933004	Pipeteur Easypet 3	NC -
033942	Filtre stérile membrane 0,45 µm (les 5)	NC -

Personnalisez vos pipeteurs avec les anneaux de marquage ColorTag Eppendorf. Voir page 594