
Pointes Rainin BioClean Ultra™

BioClean Ultra™

Pointes fabriquées dans des conditions garantissant l'absence de toute contamination. La finesse progressive de la pointe et sa souplesse lui assurent une remarquable précision.

- Pointes LTS : spécifiquement réservées aux pipettes Rainin LTS (Lite Touch System)
- Pointes universelles : elles s'adaptent sur toutes les marques de pipettes
- Se déclinent en version standard ou à faible rétention
- ShaftgGard : col de protection contre contaminations croisées
- Présentation :
  - sur portoir individuel avec couvercle amovible
  - en tour SpaceSaver : plateaux pré-chargés et superposés autoclavables qu'il suffit d'insérer d'un geste sur un portoir vide
  - en recharge GreenPak : plateau individuel pré-chargé qu'il suffit de positionner dans un portoir de pointes
  - StableRak : portoir de 192 pointes, très stable, antidérapant, idéal pour l'utilisation de multicanaux
  - StableStak : 5 portoirs de 192 pointes superposées (960 pointes : économie de place et de plastique)
  - TerraRack : portoirs en PET (pouvant être mis au tri sélectif), à usage unique avec couvercle à charnières. Plus légers que les portoirs habituels, mais tous aussi résistants et recyclables





SpaceSaver



Vrac

Portoirs avec couvercle amovible



Pointes LTS non stériles

* Références non BioClean UltraTM

		En vrac				Portoir avec couvercle		Portoir avec couvercle amovible		SpaceSaver		GreenPak		StableRak		StableStak	
Vol.	Pointe LTS Pipette	Cdt	Réf.*	€	Cdt	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.*	€	Réf.*	€
20 µl	2, 10, 20 µl	1000	712026	NC -	10 x 96	711473B	NC -	-	-	711245B	NC -	711493B	NC -	712003	NC -	712018	NC -
20 µl	2, 10, 20 µl	10 x 1000	712037	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 µl	50, 100, 200 µl	1000	712027	NC -	10 x 96	711474B	NC -			711246B	NC -	711494B	NC -	712004	NC -	712019	NC -
200 µl large orifice	50, 100, 200 µl	-	-	-	10 x 96	-	-	712040B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
200 µl extra long 102 mm	50, 100, 200 µl	-		-	8 x 96	-	-	712053B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-
250 µl	50, 100, 200 µl	10 x 1000	712038	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 µl	300 µl	1000	712028	NC -	8 x 96	711475B	NC -	-	-	711488B	NC -	-	-	712005	NC -	712020	NC -
1000 µl	1000 µl	1000	712029	NC -	8 x 96	711476B	NC -	-	-	711247B	NC -	711495B	NC -	712006	NC -	712021	NC -
1000 µl large orifice	1000 µl	-	-	-	8 x 96	712041B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 µl extra long 102 mm	1000 µl	-	-	-	8 x 96	712056B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 µl	1000 µl	10 x 1000	712039	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 µl	1200 µl	1000	712030	NC -	8 x 96	711477B	NC -	-	-	-	-	-	-	712007	NC -	-	-
2000 µl	2 ml	1000	712031	NC -	8 x 60	711478B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 µl	5 ml	1000	712032	NC -	8 x 24	711479B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ml	10 ml	200	712033	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ml	20 ml	100	712034	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pointes LTS stériles

		En vrac				Portoir avec couvercle		Portoir avec couvercle amovible		SpaceSaver		GreenPak		StableRak		StableStak		TerraPack Stérile	
Vol.	Pointe LTS Pipette	Cdt	Réf.*	€	Cdt	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.*	€	Réf.*	€	Réf.	€
20 µl	2, 10, 20 µl	1000	-	-	10 x 96	711264B	NC -	-	-	711489B	NC -	711496B	NC -	712008	NC -	712022	NC -	712835	NC -
250 µl	50, 100, 200 µl	1000	-	-	10 x 96	711480B	NC -	-	-	711490B	NC -	711497B	NC -	712009	NC -	712023	NC -	712836	NC -
250 µl large orifice	50, 100, 200 µl	-	-	-	10 x 96	-	-	712041B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 µl extra long 102 mm	50, 100, 200 µl	-	-	-	8 x 96	-	-	712054B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 µl	300 µl	1000	-	-	8 x 96	711481B	NC -	-	-	711491B	NC -	-	-	712010	NC -	712024	NC -	712837	NC -
1000 µl	1000 µl	1000	-	-	8 x 96	711482B	NC -	-	-	711492B	NC -	711498B	NC -	712011	NC -	712025	NC -	712838	NC -
1000 µl large orifice	1000 µl	-	-	-	8 x 96	-	-	712043B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 µl extra long 102 mm	1000 µl	-	-	-	8 x 96	-	-	712057B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200 µl	1200 µl	1000	-	-	8 x 96	711483B	NC -	-	-	-	-	-	-	712012	NC -	-	-	17014968	NC -
2000 µl	2 ml	1000	-	-	8 x 60	711484B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 µl	5 ml	1000	-	-	8 x 24	711485B	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ml	10 ml	75	712035*	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 ml	20 ml	50	712036*	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Stérile, emballage unitaire.

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W