
Pointes PIPETMAN® DIAMOND Gilson



- Pointes stérilisées garanties sans RNases, DNases, ARN, ADN, ATP, pyrogènes et métaux trace détectables
- Répondent aux standards de qualité européens IVD Directive 98/79/EC (marquage CE-IVD)
- Certificats Qualité téléchargeables sur le site Gilson

Présentation :

TOWERPACK, système de recharge. Idéal avec les pipettes multicanaux grâce au système ROCKY RACK, un plateau optimisant la mise en place des pointes. Autoclavable, recyclable. (Doit être complété par des boîtes vides réf. 066173 - voir en bas de page).

+ **TIPACK** : racks compacts, pratiques, ergonomiques et faciles à utiliser avec les pipettes à 8 ou 12 canaux (système ROCKY RACK)
+ **STERILPACK** : emballage individuel sous blister
+ **ECOPACK** et **EASYPACK** : format vrac (sachets)
+ **BLISTER REFILL** : recharge en blister de 96 pointes
+ **RELOAD PACK** : système de recharge simple et économique





Pointes standard PIPETMAN® DIAMOND Gilson

Volume	Type		Vrac EASY PACK	Vrac Eco ECO PACK	TIPACK	TIPACK stérilisé	BLISTER REFILL*	BLISTER REFILL stérilisé*	RELOAD PACK*	TOWER PACK**	TOWER PACK stérilisé**	Rack vide	STERILPACK
0,1 - 10 µl	D10	Réf.	066022	066029	066034	066039	-	-	-	066044	066049	066054	-
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	NC -	NC -	NC -	-
0,1 - 20 µl	DL10***	Réf.	066023	066030	066035	066040	070074	070077	070085	066045	066050	066055	-
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	-
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
2 - 200 µl	D200	Réf.	066024	066031	066036	066041	070075	070078	070086	066046	066051	066056	066199
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	2	400
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
20 - 300 µl	D300	Réf.	066025	066032	066037	066042	-	-	-	066047	066052	066057	-
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	10 x 96	10 x 96	2	-
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	NC -	NC -	NC -	-
200 - 1000 µl	D1000	Réf.	066026	066033	066038	066043	070076	070079	070087	066048	066053	066058	066200
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	10 x 96	10 x 96	6 x 96	7 x 96	7 x 96	2	400
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
100 - 1200 µl	D1200	Réf.	066406	066405	066407	066408	-	-	-	-	-	-	-
		Unité d'emb.	5 x 200	10000	10 x 96	10 x 96	-	-	-	-	-	-	-
		€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5 ml	D5000	Réf.	400176	-	066190	-	-	-	-	-	-	066193	-
		Unité d'emb.	1002	-	12 x 50	-	-	-	-	-	-	1	-
		€	124,10 -	-	222 -	-	-	-	-	-	-	25,40 -	-
1 - 10 ml	D10 ml	Réf.	066028	-	066191	-	-	-	-	-	-	066192	-
		Unité d'emb.	4 x 50	-	8 x 30	-	-	-	-	-	-	1	-
		€	NC -	-	NC -	-	-	-	-	-	-	NC -	-


* Utilisables avec les boîtes vides pour recharges manuelle
** Utilisables avec les boîtes vides pour recharges TOWER PACK
*** Pointes 10µl plus longues, pour le pipetage facilité en microtubes




Boîtes vides

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
070096	Boîte vide pour recharges manuelles 10 µl et 200 µl	2	NC -
070097	Boîte vide pour recharges manuelles 1000 µl	2	NC -
066173	Boîte vide universelle pour recharge TOWER PACK	1	NC -





Placer la tour sur la boîte à recharger. Appuyer fermement.



Le plateau de pointes est en place.