Pointes Mµlti

Avantages

+ Une pointe spécialement destinée à la recherche
+ Un graSoft Tip : fabriquées dans un polypropylène plus souple, ces pointes facilitent la fixation sur la micropipette et allègent l'effort
+ Un grand choix de conditionnements et de présentations

Pointe standard ou pointe Low Binding

Les pointes Mµlti offrent deux qualités de surface :

+ La surface "standard" en polypropylène vierge
+ La surface "Low Binding" : la pointe, rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface. Cette propriété présente deux avantages : une restitution maximale de l'échantillon et une rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire

DNase RNase | Inhibiteur de PCR | ADN humain | Pyro-gènes

Une garantie de qualité

Smart CHOICE

En vrac

En sachet avec zip pour garantir la re-fermeture.



Vrac

Pointes	Vol. (µl)	Modèle	Longueur (mm)	Ø ouverture (mm)	Graduation (µl)	Couleur	Type	Stérile	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
	10	Ultra G (compatible Gilson)	28,8	0,38	2, 10	Naturel	Standard	Non	**023580A**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
							Low binding	Non	**035000A**	1000	**NC -**
							Low binding	Oui	**-**	-	**-**
		E (compatible Eppendorf)	45,5	0,38	-	Naturel	Standard	Non	**013970**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
							Low binding	Non	**035040A**	1000	**NC -**
							Low binding	Oui	**-**	-	**-**
		Sharp	44,83	0,36	1, 2, 5, 10	Naturel	Standard	Non	**-**	-	**-**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
		LongReach	45,34	0,38	2, 5, 10	Naturel	Standard	Non	**037650A**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
							Low binding	Non	**037650TA**	1000	**NC -**
							Low binding	Oui	**-**	-	**-**
	200	Standard	50,7	0,46	-	Naturel	Standard	Non	**010440**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
							Low binding	Non	**-**	-	**-**
							Low binding	Oui	**-**	-	**-**
						Jaune	Standard	Non	**017020AA**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
		Graduated	51,44	0,46	1, 50, 100	Naturel	Standard	Non	**015720A**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
							Low binding	Non	**035080A**	1000	**NC -**
							Low binding	Oui	**-**	-	**-**
						Jaune	Standard	Non	**032430A**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
	300	NX	58,57	0,51	10, 50, 100	Naturel	Standard	Non	**031770A**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
							Low binding	Non	**031770TA**	1000	**NC -**
							Low binding	Oui	**-**	-	**-**
		XT	77,5	0,46	10, 50, 100, 200, 300	Naturel	Standard	Non	**130800A**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
							Low binding	Non	**130800TA**	1000	**NC -**
							Low binding	Oui	**-**	-	**-**
	1000	Standard	72,9	0,91	-	Naturel	Standard	Non	**010180**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
							Low binding	Non	**035170A**	1000	**NC -**
							Low binding	Oui	**-**	-	**-**
						Bleu	Standard	Non	**010040A**	1000	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**
	1250	1000XT	102	0,81	200, 500, 1000	Naturel	Standard	Non	**031610A**	768	**NC -**
							Standard	Oui	**-**	-	**-**

*Version sans alvéoles ** Kit de démarrage, comprenant 1 recharge de pointes, 1 chargeur et des racks vides.

CellRack à couvercle coiffant vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
028310	Rack pour pointes 10 à 200 µl	10	**NC -**
028360	Rack pour pointes 10 µl G	10	**NC -**

CellRack à couvercle à charnière vide

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/ carton
027280	Rack pour pointes 10 à 200 µl	10	**NC -**
016460	Rack pour pointes 1000 µl	60	**NC -**
021750	Rack pour pointes 1250 µl	8	**NC -**