epMotion 96 Flex

- Robots de pipetage semi-automatisés pour tout type de plaques 96 et 384 puits
- Reconnaissance automatique des pointes epTIPS Motion disponibles avec ou sans filtre
- Encombrement minimal
- Ecran tactile
- Glissière 2 positions pour passer rapidement de la source à la destination et inversement
- Applications : réplication et reformatage des microplaques, ensemencements et renouvellements de milieux, ajout de réactifs et d´échantillons, analyses de cellules, manipulation ELISA (distributions et lavages), analyses biochimiques
- Têtes de distribution interchangeables pour une large plage de volumes (0,5-1000 µl)
- Chargement/éjection semi-automatisé des pointes

Réf.	Désignation	€
999939	Appareil de base epMotion® 96 Flex	**NC -**
999940	Tête de distribution 96 canaux 0,5 - 300 µl	**NC -**
999942	Tête de distribution 96 canaux 5 - 1000 µl	**NC -**

epMotion 5070

- Solution la plus compacte pour un pipetage automatisé
- Plateforme de travail à 4 positions
  - + Modèle epMotion 5070 : pour toutes les applications de routine telles que les dilutions en série, la distribution de réactif, le transfert d'échantillon de tubes vers des plaques et la normalisation des échantillons
  - + Modèle epMption 5070 PCR Solution : pour préparation de PCR et qPCR

epMotion 5073

- Plateforme de travail à 6 positions
- Applications : purification d'ADN ou ARN, préparation de librairie NGS (nombre faible d'échantillons), préparation PCR/qPCR, transfert de tube vers plaque, reformatage des plaques, dilutions en série, sélection et normalisation, transfert des échantillons et des réactifs, agitation et thermostatisation des échantillons

  - + Modèle epMotion 5073l : pour préparation de PCR et qPCR, la normalisation d'ADN/ARN, la sélection, les séries de dilution et le reformatage
  - + Modèle epMotion 7073t : pour préparation de biobliothèques NGS de 1 à 24 échantillons, extraction de l'ADN/ARN
  - + Modèle epMotion 5073t NGS Solution : pour préparation de biobliothèques NGS de 1 à 24 échantillons, combine la manipulation automatisée de liquides et des fonctions logicielles requis pour la préparation de librairies NGS à débit faible à intermédiaire

epMotion 5075

- + Modèle epMotion 5075l : pour préparation à haut rendement de protocoles impliquant des plaques, des méthodes PCR ou qPCR, la normalisation d'ADN/ARN, la sélection, des séries de dilution, le reformatage et des immunotests
- + Modèle epMotion5075t : pour les tâches de manipulation des liquides plus complexes, telles que l'extraction de l'ADN/ARN et ELISA
- + Modèle epMotion 5075v : filtration par vide, pour extraction ou purification utilisant des filtres
- + Modèle epMotion 5075vt : filtration par vide, contrôle de température et de l'agitation, pour extraction ou purification utilisant des filtres ou des billes magnétiques
- + Modèle epMotion 5075t NGS Solution : comprend tous les outils de distribution, accessoires et consommables nécessaires à la préparation de librairies NGS pour jusqu'à 96 échantillons, ThermoMixer® intégré pour l'étape de purification d'acides nucléiques en amont

NEW

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W

Pointes epT.I.P.S. Motion

Pointes robotiques pour automates de pipetage epMotion Eppendorf

NEW

Pointes epT.I.P.S. Motion Reloads, sans filtre



Volume (µl)	Réf.	Code couleur	Qualité	Stérile	Unités/ carton	€/ carton
0,2 - 10	**999944**	Noir	Standard	Non	24 x 96	**NC -**
1 - 50	**999512**	Gris	Standard	Non	24 x 96	**NC -**
20 - 300	**999514**	Jaune	Standard	Non	24 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933222**	Bleu	Standard	Non	24 x 96	**NC -**

Pointes epT.I.P.S. Motion Reloads, à filtre



Volume (µl)	Réf.	Code couleur	Qualité	Stérile	Unités/ carton	€/ carton
0,2 - 10	**934654**	Noir	PCR clean	Non	24 x 96	**NC -**
1 - 50	**999513**	Gris	PCR clean	Non	24 x 96	**NC -**
20 - 300	**999516**	Jaune	PCR clean	Non	24 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933223**	Bleu	PCR clean	Non	24 x 96	**NC -**
0,2 - 10	**999947**	Noir	PCR clean	Oui	24 x 96	**NC -**
1 - 50	**999509**	Gris	PCR clean	Oui	24 x 96	**NC -**
20 - 300	**999511**	Jaune	PCR clean	Oui	24 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933950**	Bleu	PCR clean	Oui	24 x 96	**NC -**

Pointes epT.I.P.S. Motion Rack, sans filtre



Volume (µl)	Réf.	Code couleur	Qualité	Stérile	Unités/ carton	€/ carton
0,2 - 10	**999945**	Noir	Standard	Oui	10 x 96	**NC -**
1 - 50	**933230**	Gris	Standard	Oui	10 x 96	**NC -**
20 - 300	**933232**	Jaune	Standard	Oui	10 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933234**	Bleu	Standard	Oui	10 x 96	**NC -**
0,2 - 10	**331993**	Noir	Standard	Non	10 x 96	**NC -**
1 - 50	**933218**	Gris	Standard	Non	10 x 96	**NC -**
20 - 300	**933204**	Jaune	Standard	Non	10 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933205**	Bleu	Standard	Non	10 x 96	**NC -**

Pointes epT.I.P.S. Motion Rack, à filtre



Volume (µl)	Réf.	Code couleur	Qualité	Stérile	Unités/ carton	€/ carton
0,2 - 10	**999948**	Noir	PCR clean	Oui	10 x 96	**NC -**
1 - 50	**933231**	Gris	PCR clean	Oui	10 x 96	**NC -**
20 - 300	**933233**	Jaune	PCR clean	Oui	10 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933235**	Bleu	PCR clean	Oui	10 x 96	**NC -**
0,2 - 10	**999946**	Noir	PCR clean	Non	10 x 96	**NC -**
1 - 50	**933219**	Gris	PCR clean	Non	10 x 96	**NC -**
20 - 300	**933220**	Jaune	PCR clean	Non	10 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933221**	Bleu	PCR clean	Non	10 x 96	**NC -**

Pointes epT.I.P.S. Motion SafeRack, sans filtre



Volume (µl)	Réf.	Code couleur	Qualité	Stérile	Unités/ carton	€/ carton
1 - 50	**933224**	Gris	Standard	Non	10 x 96	**NC -**
20 - 300	**933226**	Jaune	Standard	Non	10 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933228**	Bleu	Standard	Non	10 x 96	**NC -**

Pointes epT.I.P.S. Motion SafeRack, à filtre



Volume (µl)	Réf.	Code couleur	Qualité	Stérile	Unités/ carton	€/ carton
1 - 50	**933225**	Gris	PCR clean	Non	10 x 96	**NC -**
20 - 300	**933227**	Jaune	PCR clean	Non	10 x 96	**NC -**
40 - 1000	**933229**	Bleu	PCR clean	Non	10 x 96	**NC -**