Alcoomètres chercheurs

Réf.	Plage de mesure	Résolution	Ø (mm)	Longueur (mm)	€
994766	0 - 40 %	0,5	22	310	**NC -**
994775	0 - 40 %	0,5	-	220	**NC -**
994773	0 - 40 %	1	-	180	**NC -**
994774	0 - 70 %	1	20	300	**NC -**
994767	0 - 100 %	1	20	280	**NC -**
994768	35 - 70 %	0,5	19	280	**NC -**
994771	35 - 80 %	0,5	16	220	**NC -**
994769	40 - 80 %	0,5	18	310	**NC -**
994770	70 - 100 %	0,5	11	290	**NC -**

NEW



Alcoomètres avec thermomètre

Réf.	Plage de mesure	Résolution	€
994792	0 - 100 %	1	**NC -**
994793	35 - 80 %	0,5	**NC -**
994794	35 - 70 %	0,5	**NC -**
994795	70 - 100 %	0,5	**NC -**



Retrouvez nos éprouvettes dans ce chapitre
à partir de la page 614 ou nos densimètres électroniques
au chapitre Equipement

Allonges à délivrer coudée



- En verre DURAN®
- Angle de 105°

	Allonge courte			Allonge longue		
Taille du col (NS)	Longueur (mm)	Réf.	€	Longueur (mm)	Réf.	€
14/23	65	**673882**	**NC -**	190	**673886**	**NC -**
19/26	65	**673883**	**NC -**	200	**673887**	**NC -**
24/29	65	**673884**	**NC -**	200	**673888**	**NC -**
29/32	65	**673885**	**NC -**	200	**673889**	**NC -**

Allonges double rodage à délivrer



- En verre DURAN® avec tête compte-gouttes
- Version coudée : angle de 105°

	Allonge coudée		Allonge droite	
Taille du col (NS)	Réf.	€	Réf.	€
14/23	**673890**	**NC -**	**724235**	**NC -**
19/26	**673891**	**NC -**	**724236**	**NC -**
24/29	**673892**	**NC -**	**724237**	**NC -**
29/32	**673893**	**NC -**	**724238**	**NC -**

Allonges double rodage de réception

- En verre DURAN® avec tête compte-gouttes, conforme DIN 12594



	Allonge droite olive en verre		Allonge droite connection plastique GL 18		Allonge coudée à 105° olive en verre		Allonge coudée à 105° connection plastique GL 18	
Taille du col (NS)	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
14/23	**724239**	**NC -**	**724243**	**NC -**	**673894**	**NC -**	**724247**	**NC -**
19/26	**724240**	**NC -**	**724244**	**NC -**	**673895**	**NC -**	**724248**	**NC -**
24/29	**724241**	**NC -**	**724245**	**NC -**	**673896**	**NC -**	**724249**	**NC -**
29/32	**724242**	**NC -**	**724246**	**NC -**	**673897**	**NC -**	**724250**	**NC -**

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W

Alcoomètres

Alcoomètre ISO 4801

- Série 0,1 % volume d'éthanol
- Selon OIML R44
- Température d'étalonnage 20 °C
- Livré avec constat de vérification

Réf.	Unité	Plage de mesure	Division	Tolérance	Longueur (mm)	€
022588	% Volume	0 - 10	0,1	0,1	335	**NC -**
022744	% Volume	10 - 20	0,1	0,1	335	**NC -**
022747	% Volume	20 - 30	0,1	0,1	335	**NC -**
022748	% Volume	30 - 40	0,1	0,1	335	**NC -**
022749	% Volume	40 - 50	0,1	0,1	335	**NC -**
022751	% Volume	50 - 60	0,1	0,1	335	**NC -**
022753	% Volume	60 - 70	0,1	0,1	335	**NC -**
022755	% Volume	70 - 80	0,1	0,1	335	**NC -**
022601	% Volume	80 - 90	0,1	0,1	335	**NC -**
022741	% Volume	5 - 15	0,1	0,1	335	**NC -**
022742	% Volume	6 -16	0,1	0,1	335	**NC -**
022743	% Volume	9- 16	0,1	0,1	335	**NC -**
022745	% Volume	11 - 18	0,1	0,1	335	**NC -**
022746	% Volume	15 - 22	0,1	0,1	335	**NC -**
022711	% Volume	25- 35	0,1	0,1	335	**NC -**
022712	% Volume	35 - 45	0,1	0,1	335	**NC -**
022750	% Volume	45 - 55	0,1	0,1	335	**NC -**
022752	% Volume	55 - 65	0,1	0,1	335	**NC -**
022754	% Volume	65 - 75	0,1	0,1	335	**NC -**
022629	% Volume	75 - 85	0,1	0,1	335	**NC -**
022756	% Volume	85 - 95	0,1	0,1	335	**NC -**
022757	% Volume	95 -103	0,1	0,1	335	**NC -**

Alcoomètre de précision OIML

- Série 0,2 % volume d'éthanol
- Température d'étalonnage 20 °C

Réf.	Unité	Plage de mesure	Division	Tolérance	Longueur (mm)	€
022767	% Volume	0 - 20	0,2	0,2	335	**NC -**
022768	% Volume	20 - 40	0,2	0,2	335	**NC -**
022769	% Volume	40 - 60	0,2	0,2	335	**NC -**
022770	% Volume	60 - 80	0,2	0,2	335	**NC -**
022771	% Volume	80 - 100	0,2	0,2	335	**NC -**



Alcoomètre ISO 4801 avec thermomètre

- Série 0,1 % volume d'éthanol
- Selon OIML R44
- Température d'étalonnage 20 °C
- Livré avec constat de conformité
- Plage thermomètre 0 - 40 °C

Réf.	Unité	Plage de mesure	Division	Tolérance	Longueur (mm)	€
022758	% Volume	0 - 10	0,1	0,1	365	**NC -**
022759	% Volume	10 - 20	0,1	0,1	365	**NC -**
022760	% Volume	20 - 30	0,1	0,1	365	**NC -**
022761	% Volume	30 - 40	0,1	0,1	365	**NC -**
022762	% Volume	40 - 50	0,1	0,1	365	**NC -**
022763	% Volume	50 - 60	0,1	0,1	365	**NC -**
022764	% Volume	60 - 70	0,1	0,1	365	**NC -**
022765	% Volume	70 - 80	0,1	0,1	365	**NC -**
022766	% Volume	80 - 90	0,1	0,1	365	**NC -**
022740	% Volume	90 - 100	0,1	0,1	365	**NC -**