Ballons à fond plat avec joint rodé conique

- En verre borosilicaté DURAN® avec zone de marquage
- Conformes DIN EN ISO 4797



Taille du col (NS)			19/26		24/29		29/32	
Vol. (ml)	Ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Réf.	€ les 10	Réf.	€ les 10	Réf.	€ les 10
50	51	100	673564B	NC -	673568B	NC -	673574B	NC -
100	64	110	673565B	NC -	673569B	NC -	673575B	NC -
250	85	140	673566B	NC -	673570B	NC -	673576B	NC -
500	105	165	673567B	NC -	673571B	NC -	673577B	NC -
1000	131	200	-	-	673572B	NC -	673578B	NC -
2000	166	250	-	-	673573B	NC -	673579B	NC -

Ballons forme poire avec joint rodé conique

- En verre borosilicaté DURAN® avec zone de marquage
- Conformes DIN 12383 (réf. 67446, 674347 et 674348)



Taille du col (NS)				14/23		19/26		29/32	
Vol. (ml)	Ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Unités/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton	Réf.	€/ carton
5	27	75	10	674339	NC -	-	-	-	-
10	33	75	10	674340	NC -	-	-	-	-
25	42	90	10	674341	NC -	674345	NC -	-	-
50	51	110	10	674342	NC -	674346	NC -	674349	NC -
100	64	125	10	674343	NC -	674347	NC -	674350	NC -
250	85	NC	10	674344	NC -	674348	NC -	723969	NC -

Ballons d'évaporation avec joint rodé conique

- Pour les évaporateurs rotatifs
- En verre borosilicaté DURAN® avec zone de marquage
- Forme poire avec col central et joint conique



			Standard			Avec revêtement		
Vol. (ml)	Ø ext. (mm)	Taille col (NS)	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
5	25	14/23	723970	10	NC -	-	-	-
10	33	14/23	723971	10	NC -	-	-	-
25	40	14/23	723972	10	NC -	-	-	-
50	50	14/23	723973	10	NC -	-	-	-
50	56	29/32	673650B	10	NC -	723979	1	NC -
100	60	29/32	673651B	10	NC -	723980	1	NC -
250	81	29/32	673652B	10	NC -	723981	1	NC -
500	101	29/32	673653B	10	NC -	723982	1	NC -
1000	126	29/32	673654B	10	NC -	723983	1	NC -
2000	158	29/32	673655B	10	NC -	723984	1	NC -
3000	175	29/32	673656	1	NC -	723985	1	NC -

Ballons d'évaporation à poudres avec joint rodé conique

- Pour les évaporateurs rotatifs et le séchage des poudres
- En verre borosilicaté DURAN® avec zone de marquage
- Forme poire avec col central et joint conique



Réf.	Vol. (ml)	Ø ext. (mm)	Taille col (NS)	€
723974	100	60	29/32	NC -
723975	250	81	29/32	NC -
723976	500	101	29/32	NC -
723977	1000	126	29/32	NC -
723978	2000	158	29/32	NC -

Ballons d'évaporation en verre DURAN®

- Col RN 29/32 centré
- Paroi solide
- Conviennent pour tous les évaporateurs rotatifs
- Jusqu'à 2000 ml en forme de poire, au-delà sphérique



Volume (ml)	Rodage	Ø Corps (mm)	Unités/ carton	Réf.	€/ carton
50	29/32	56	1	673650B	NC -
100	29/32	60	1	673651B	NC -
250	29/32	81	1	673652B	NC -
500	29/32	101	1	673653B	NC -
1000	29/32	126	1	673654B	NC -
2000	29/32	158	1	673655B	NC -
3000	29/32	175	1	673656	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com - Retrouvez le guide des pictogrammes du catalogue aux pages V et W